

FILTRES STANDARD

GAMME 1FCSTA

Composition et propriétés :

Grammage (g/m ²) :	80 (+/-4)
Epaisseur (µm) :	160 - 180
Perméabilité de l'air (l/s m ²) :	42 (+/-8)
Perte de charge (pa) :	1000 (+/-200)
Vitesse de filtration (sec.) :	40 (+/-10)
Eclatement à sec (kpa) :	>160
Eclatement humide (kpa) :	>60
Porosité (microns) :	7 à 10
Composition :	Pur coton sans aucun liant

Filtre certifié conforme à la norme EN933-9

J.P. DURIEUX