



Bouchons pour stérilisation



Caractéristiques


Conçus pour des travaux en microbiologie et culture de tissus.
 Construits en cellulose légèrement ductile, adaptables selon dimensions à des tubes à essais, Erlenmeyers, matrass et flacons.
 Stérilisables jusqu'à 200 °C.
 Perméables à l'air.
 Transpirables.
 Adaptables hermétiquement par une simple pression dans le col du récipient.

GAMME DES MODÈLES

Pour Ø de 9 à 11,5 mm. Code **1001478**
 Pour Ø de 12,5 à 14,5 mm. Code **1001479**
 Pour Ø de 13,5 à 15,5 mm. Code **1001480**
 Pour Ø de 17,5 à 18,5 mm. Code **1001481**
 Pour Ø de 18 à 22 mm. Code **1001482**
 Pour Ø de 25 à 27 mm. Code **1001483**
 Pour Ø de 28 à 31 mm. Code **1001484**
 Pour Ø de 31 à 35 mm. Code **1001485**
 Pour Ø de 36 à 42 mm. Code **1001486**
 Pour Ø de 44 à 48 mm. Code. **1001487**



Obturbateurs "Sero-Tap" pour tubes de culture



En aluminium anodisé avec ressort intérieur en acier inox. AISI 304.
 Non hermétiques. Autoclavables à 1 bar.

Code	Pour tubes Ø 12 - 13 mm	Code	Pour tubes Ø 19 - 20 mm
1012131	Couleur Bleu	1019201	Couleur Bleu
1012132	Couleur Argent	1019202	Couleur Argent
1012133	Couleur Or	1019203	Couleur Or
1012134	Couleur Grenat	1019204	Couleur Grenat
1012135	Couleur Noir	1019205	Couleur Noir
Code	Pour tubes Ø 15 - 16 mm	Code	Pour tubes Ø 24 - 26 mm
1015161	Couleur Bleu	1024261	Couleur Bleu
1015162	Couleur Argent	1024262	Couleur Argent
1015163	Couleur Or	1024263	Couleur Or
1015164	Couleur Grenat	1024264	Couleur Grenat
1015165	Couleur Noir	1024265	Couleur Noir
Code	Pour tubes Ø 17 - 18 mm	Code	Pour tubes Ø 28 - 30 mm
1017181	Couleur Bleu	1028301	Couleur Bleu
1017182	Couleur Argent	1028302	Couleur Argent
1017183	Couleur Or	1028303	Couleur Or
1017184	Couleur Grenat	1028304	Couleur Grenat
1017185	Couleur Noir	1028305	Couleur Noir



DISPOSITIVO MUELLE INTERIOR.