

▶ Vasos forma baja, vidrio

1| Las copas graduadas de Endo Glassware presentan forma cónica y graduación de color ámbar.

2| Se utilizan para medir y trasvasar volúmenes de líquido aproximados.

3| La base es ancha y estable, disponen de pico para un cómodo vertido.

4| Están disponibles en diversas capacidades para adaptarse a las necesidades de cada usuario.



REF: CBD001



REF: CBD002



REF: CBD003

Referencia	Capacidad	Diámetro	Altura
CBD001	50 ml	45 mm	145 mm
CBD002	1000 ml	130 mm	330 mm
CBD003	2000 ml	160 mm	370 mm