

► Verre à expérience

1 | Les béchers gradués Endo Glassware ont une forme conique et une graduation ambrée.
2 | Ils sont utilisés pour mesurer et transférer des volumes approximatifs de liquide.

3 | La base est large et stable, avec un bec verseur pratique.
4 | Ils sont disponibles en différentes capacités pour répondre aux besoins de chaque utilisateur.



RÉF: CBD001



RÉF: CBD002



RÉF: CBD003

Référence	Capacité	Diamètre	Hauteur
CBD001	50 ml	45 mm	145 mm
CBD002	1000 ml	130 mm	330 mm
CBD003	2000 ml	160 mm	370 mm