



## Esterilizador por rayos infrarrojos "Sterilbio"

### APLICACIONES

Incinera eficazmente asas de siembra, agujas, tubos de cultivo y pequeño instrumental, de toda materia orgánica en 5/8 segundos a una temperatura de 900 °C.

### CARACTERÍSTICAS

Construido con elementos cerámicos y tubo interior de cuarzo de alta calidad. No necesita oxígeno y puede utilizarse en ambientes anaerobios. Elimina los problemas de los aerosoles. Evita la contaminación bacteriana. Soporte lateral incluido con 4 alojamientos para mangos de Kolle, agujas, lancetas, pinzas disección, etc.

### MODELO

| Código         | Alto/Ancho/Fondo (exterior) cm |    |    | Ø/Largo (interior tubo) cm |    | Consumo W | Peso Kg |
|----------------|--------------------------------|----|----|----------------------------|----|-----------|---------|
| <b>3000788</b> | 20                             | 13 | 18 | 1,4                        | 15 | 110       | 1,5     |



## Pistola por aire caliente de alta potencia "Salki 1500"

PARA TEMPERATURAS DE TRABAJO A 400 °C Y 590 °C

### APLICACIONES

Para calentar líquidos, sólidos y gases:

- Secado
- Soldaduras blandas
- Fusiones
- Evaporación
- Activación de adhesivos
- Moldeado de plásticos
- Ablandamiento de superficies
- Descongelación rápida
- Secado de películas R.X.
- Secado de papel de cromatografía y trabajos de electroforesis
- Calentamiento de moldes y secado de prótesis dentales, etc.

### CARACTERÍSTICAS

Modelo industrial con dispositivo soporte que permite apoyo vertical. Grupo motor continuo sin escobillas. Interruptor de tres posiciones:

- Posición 0 paro.
- Posición I temperatura 400 °C.
- Posición II temperatura 590 °C.

### MODELO

| Código         | Temperatura °C | Consumo W | Peso Kg |
|----------------|----------------|-----------|---------|
| <b>5000750</b> | hasta 590      | 1500      | 0,8     |



### ACCESORIOS



**Mariposa** ancho 75 mm.  
Código **5011148**



**Dardo** Ø 20 mm.  
Código **5014415**



**Deflector para tubos.**  
Superficie 75 mm.  
Código **5014449**

## Instrumental Diverso



## Balanza de Bolsillo "Pocket Scale"

### CARACTERÍSTICAS

Capacidad de pesada hasta 200 g, con lectura en g, oz y pcs.

Pantalla LCD digital.

Tiempo de estabilización ±3 seg.

Tara por sustracción hasta máxima capacidad.

Función cuenta piezas y puesta a cero automática.

Calibración automática externa.

Funciona con 3 baterías de 1,5 V.

Plataforma de pesada con tapa articulada y menú de operación.

### MODELO

| Código         | Capacidad máx. de pesada g | Precisión ±g | Alto / Ancho / Fondo (exterior) mm |    |     | Ancho / Fondo (plato) mm |    | Peso Kg |
|----------------|----------------------------|--------------|------------------------------------|----|-----|--------------------------|----|---------|
| <b>5830024</b> | 200                        | 0,1          | 24                                 | 74 | 120 | 74                       | 71 | 0,13    |

Se suministra con funda protectora.

