



Plaque réfrigérante "Plac-center"

AVEC RÉGULATION ÉLECTRONIQUE ET LECTURE DIGITALE.
POUR TEMPÉRATURES SUR LA PLAQUE RÉGLABLES DE 5 °C À -10 °C.

APPLICATIONS

Spécialement indiquée pour maintenir sur sa surface des éléments à l'état solide.

CARACTÉRISTIQUES

Meuble extérieur en acier inox. AISI 304. Plaque réfrigérante en aluminium anodisé noir. Groupe compresseur hermétique monté sur accouplement antivibratoire.

PANNEAU DE COMMANDES

Interrupteur général avec indicateur lumineux.
Régulateur électronique de la température de contrôle analogique et lecture digitale (2 digits).
Résolution: ± 1 digit.
Sonde PTC.

MODÈLE

Code	Larg. / Prof. (plaque) cm	Haut. / Larg. / Prof. (extérieur) cm	Puissance HP	Consom. W	Poids Kg
4000501	30 15	27 33 50	1/3	160	15



Distributeur de paraffine "Dispenser"

POUR TEMPÉRATURES RÉGLABLES DE L'AMBIANCE +5 JUSQU'À 100 °C.
STABILITÉ $\pm 1,5$ °C.

CARACTÉRISTIQUES

Enceinte extérieure métallique recouverte epoxy. Cuve intérieure et couvercle en aluminium recouvert de PTFE de couleur noire indélébile. Robinet d'écoulement avec chauffage incorporé.

PANNEAU DE COMMANDES

Interrupteur général, avec indicateur lumineux.
Lampe de signalisation du fonctionnement du chauffage.
Thermostat régulateur de la température.
Régulateur de la température du robinet d'écoulement.

MODÈLE

Code	Capacité litres	Ø / Haut. (utile) cm	Ø / Haut. (extérieur) cm	Consom. W	Poids Kg
4000490	4	20 15	28 30	400	5



Bain histologique pour inclusions en paraffine "Termofin"

POUR TEMPÉRATURES RÉGLABLES DE 40 °C JUSQU'À 80 °C. STABILITÉ ± 1 °C.

APPLICATIONS

Pour fusion et conservation de paraffine à l'état liquide qui permet la visualisation des coupes de tissus.

CARACTÉRISTIQUES

Cuve intérieure, partie supérieure et couvercle recouverts de PTFE de couleur noire mate indélébile, avec orifice pour thermomètre lecteur de la température.

PANNEAU DE COMMANDES

Interrupteur général. Thermostat régulateur de la température, synchronisé avec une lampe de signalisation.

MODÈLE

Code	Capacité litres	Ø / Haut. (utile) cm	Ø / Haut. (extérieur) cm	Consom. W	Poids Kg
3000459	4	25 10	34 14	430	2,3

Fourni avec couvercle et thermomètre lecteur.

ACCESSOIRE

Adaptateur pour thermomètres (uniquement pour usage sans couvercle).
Code 6004591

Recouvert en PTFE

