



1 | Les scalpels sont des couteaux très effilés utilisés dans les opérations chirurgicales, les dissections anatomiques et les autopsies, étant très utiles lorsqu'une coupe très précise et fine est nécessaire.

2 | Les scalpels ont deux composantes, la lame et le manche, disponibles en différentes tailles et formes ; l'utilisation de chaque modèle dépendra du type et de l'accessibilité des tissus à couper.

► Bistouri à usage unique



- 1 | Livré en paquets de 10 unités de scalpels, avec lame en acier au carbone et manche en plastique, complètement stériles et emballés individuellement.
- 2 | Avec certificat CE 0434.

| Référence | Numéro | Longueur |
|-----------|--------|----------|
| FMB004 | 10 | 135 mm |
| FMB005 | 11 | 135 mm |
| FMB028 | 12 | 135 mm |
| FMB006 | 15 | 135 mm |
| FMB007 | 20 | 160 mm |
| FMB008 | 21 | 160 mm |
| FMB009 | 22 | 160 mm |
| FMB010 | 23 | 160 mm |
| FMB011 | 24 | 160 mm |

► Lames de bistouri



- 1 | Fabriqués en acier au carbone et extrêmement coupants, ils nécessitent une pression minimale pour effectuer une coupe précise.
- 2 | Les lames de bistouri diffèrent non seulement par leur taille mais aussi par leur forme ; en fonction de ces caractéristiques, chaque modèle se voit attribuer un numéro universel par lequel il se distingue.
- 3 | Livré en boîtes de 100 unités, entièrement stériles et emballées individuellement.
- 4 | Avec certifié CE 0434

| Référence | Numéro | Pour manche |
|-----------|--------|-------------|
| FMB012 | N° 10 | 3 |
| FMB013 | N° 11 | 3 |
| FMB014 | N° 15 | 3 |
| FMB015 | N° 20 | 4 |
| FMB016 | N° 21 | 4 |
| FMB017 | N° 22 | 4 |
| FMB018 | N° 23 | 4 |
| FMB019 | N° 24 | 4 |

► Manche pour bistouri

1 | A utiliser avec des lames de scalpel. Les manches de scalpels Nahita permettent une prise ferme de la lame sans risque de glissement.

2 | En acier inoxydable, chaque modèle est disponible en deux tailles.

► N° 3



| Référence | Numéro | Longueur |
|-----------|-----------|----------|
| FMB020 | n° 3 long | 200 mm |
| FMB021 | n° 3 | 125 mm |

► N° 4



| Référence | Numéro | Longueur |
|-----------|-----------|----------|
| FMB022 | n° 4 long | 220 mm |
| FMB023 | n° 4 | 140 mm |