



**CARACTERÍSTICAS COMUNES**

Mueble exterior en ABS con plataforma adaptadora para los diferentes modelos.  
Innovador monomando para seleccionar la puesta en marcha o paro de la velocidad de agitación y tiempo. Lectura digital del tiempo y la velocidad de agitación.  
Un motor de inducción, libre de mantenimiento, produce el movimiento uniforme según la velocidad de rotación programada.  
Avisador acústico de fin de ciclo.

**PANEL DE MANDOS**

Interruptor general.  
Monomando selector de velocidad de agitación y tiempo.  
Display indicador de la velocidad de agitación.  
Display indicador del tiempo programado.

**DATOS TÉCNICOS**

Frecuencia de rotación: 50-250 r.p.m.  
Temporizador desde 1 min a 99h 59 min.  
Capacidad de carga: hasta 2,5kg.  
Amplitud de rotación: 20mm.  
Tensión de alimentación: 110-220V/50-60 Hz.  
Consumo: 50 W.  
Medidas cm: Alto 10 x Ancho 28 x fondo 26



**Agitador para placas “AG-200”**

Con plataforma de caucho antideslizante de 24 cm. de ancho y 20 cm. de fondo.  
Capacidad para 4 placas de Petri.  
Útil para agitar slides, pequeños frascos, etc.  
Peso Kg: 7.  
Código: **5312010**



Incubador placas Petri. Ver pág: 211

**Agitador para frascos “AG-200-A”**

Con plataforma de caucho antideslizante de 26 cm de ancho y 22 cm de fondo, con 3 barras de sujeción recubiertas de caucho que permiten sujetar toda clase de vasos, Erlenmeyers, matraces, frascos, etc.  
Peso Kg: 8.  
Código: **5312011**



**Agitador para matraces Erlenmeyers “AG-200-B”**

Con base en aluminio tratado de 27 cm. de ancho y 22 cm. de fondo con orificios multiadaptadores para sujetar adaptadores para matraces erlenmeyer, de capacidades de 50ml. a 2000ml.  
Peso Kg: 8.  
Código **5312012**

**Adaptadores para matraces Erlenmeyer.**

Construidos en acero inox. con muelle superior.  
Código **5312013** Adaptador para 50 ml  
Capacidad plataforma: 12 unidades.  
Código **5312014** Adaptador para 100 ml  
Capacidad plataforma: 8 unidades.  
Código **5312015** Adaptador para 250 ml  
Capacidad plataforma: 6 unidades.  
Código **5312016** Adaptador para 500 ml  
Capacidad plataforma: 4 unidades.  
Código **5312017** Adaptador para 1000 ml  
Capacidad plataforma: 2 unidades.

