



REF: KDJ002



REF: KDJ003 y KDJ006



REF: KDJ005



REF: KDJ007



REF: KDJ009

- 1 | Disponible en diferentes rangos de medición desde pH 1 a 14 y con una precisión de 1 unidad de pH.
- 2 | Con escala de colores incluida para la determinación del pH de la solución.

Referencia	pH	Formato
KDJ002	0-10	Caja 200 tiras
KDJ003	0-10	Rollo 5 metros
KDJ005	1-14	Caja 200 tiras
KDJ006	1-14	Rollo 5 metros
KDJ007	1-14	Caja 80 tiras
KDJ009	9-14	Caja 200 tiras
KDJ032*	1-14	3 Rollos 5 metros

* recambio para la referencia KDJ006