

### ▶ Matraces esféricos

1 | Ponemos a su disposición esta amplia gama de matraces esféricos fabricados en vidrio borosilicato de gran resistencia al choque térmico.  
2 | De cuello estrecho y con superficie de rotulación en blanco, son ideales para su utilización en reacciones de destilación o cualquier tipo de reacción que requiera un calentamiento uniforme de la muestra.


3 | Están disponibles en diversas capacidades para cubrir las necesidades de cualquier usuario.

### ▶ Fondo plano



BORO  
3.3

MATRAZ fondo plano, vidrio




Referencia	Cap.	d1.	d2.	h.
CDG001	50 mL	50 mm	22 mm	105 mm
CDG002	100 mL	65 mm	22 mm	108 mm
CDG003	250 mL	85 mm	34 mm	140 mm
CDG004	500 mL	105 mm	34 mm	180 mm
CDG005	1000 mL	135 mm	43 mm	210 mm
CDG006	2000 mL	160 mm	52 mm	250 mm
CDG007	3000 mL	188 mm	59 mm	282 mm

### ▶ Fondo redondo



BORO  
3.3

MATRAZ fondo redondo, vidrio



Ref	Cap.	d1.	d2.	h.
CDJ001	50 mL	50 mm	22 mm	105 mm
CDJ002	100 mL	65 mm	22 mm	108 mm
CDJ003	250 mL	85 mm	34 mm	140 mm
CDJ004	500 mL	105 mm	34 mm	180 mm
CDJ005	1000 mL	135 mm	43 mm	210 mm
CDJ006	2000 mL	175 mm	50 mm	270 mm
CDJ007	5000 mL	230 mm	56 mm	345 mm