

► Flacons ISO "ECO"

1 | Les flacons de laboratoire ISO "ECO" sont fabriqués en verre sodocalcique transparent, avec graduation et surface d'écriture blanche pourvus de filetage DIN GL45.

2 | Le bague anti-gouttes et bouchon sont disponibles en PP bleu (résistant à $T \leq 140^\circ \text{C}$).

3 | D'autre, le relief de la base leur donne une grande stabilité et résistance face à des égratignures, ce qui permet d'élargir la durabilité des flacons.



RÉF: CFB001



RÉF: CFB003



RÉF: CFB001 à CFB004

Référence	Volume	Ø Base	Hauteur
CFB001	100 ml	56 mm	105 mm
CFB002	250 ml	70 mm	143 mm
CFB003	500 ml	86 mm	182 mm
CFB004	1000 ml	101 mm	203 mm