

► Carafes ENDO

1l Fabriqué en polypropylène.

2l Avec bec verseur pour éviter les renversements et poignée pour assurer une prise en main facile.

3l Avec graduation permanente en relief.

4l Très transparent, en particulier lorsqu'il contient du liquide.

5l Autoclavable

► Forme haute, PP



Référence	Cap.	Grad.	d.	h.
CCB001	250 mL	10/1	82 mm	100 mm
CCB002	500 mL	10/1	95 mm	125 mm
CCB003	1000 mL	100/1	110 mm	180 mm
CCB004	2000 mL	20/1	155 mm	220 mm

APTO



AUTO



► Forme basse, PP



Référence	Cap.	Grad.	d.	h.
CCB005	250 mL	10/1	85 mm	85 mm
CCB006	500 mL	10/1	90 mm	118 mm
CCB007	1000 mL	50/1	119 mm	130 mm
CCB008	2000 mL	20/1	143mm	167 mm
CCB009	3000 mL	100/1	167 mm	180 mm
CCB010	5000 mL	250/1	190 mm	270 mm

APTO



AUTO

