



Armoires à congélation "Templo" S, M, L et YC



APPLICATIONS

Conservation et stockage de produits qui exigent d'être conservés à basse température.

Armoire à congélation "Templo" S

AVEC REGULATEUR ELECTRONIQUE DIGITAL DE LA TEMPERATURE.

TEMPÉRATURE FIXE: -15 °C, -18 °C, -21 °C, -25 °C, -32 °C.

8 TIROIRS AVEC CIRCULATION PAR AIR FORCÉ.

CARACTÉRISTIQUES

Meuble extérieur métallique recouvert epoxy.
Enceinte intérieure moulée en ABS, résistant aux agents chimiques.
Décongélation manuelle avec évaporation de l'eau.
Changement de sens de l'ouverture de la porte.

PANNEAU DE COMMANDES

Régulateur électronique de température.
Sonde NTC.
Alarme sonore et lumineuse de température.
Bouton de désactivation de l'alarme sonore.
Bouton avec indicateur pour congélation rapide.



Armoire à congélation "Templo" M

POUR TEMPÉRATURES DEPUIS -14 °C JUSQU'À -25 °C.

AVEC 7 ÉVAPORATEURS INDIVIDUELS ET 14 TIROIRS.

CARACTÉRISTIQUES

Meuble extérieur métallique recouvert epoxy.
Enceinte intérieure moulée en ABS, résistant aux agents chimiques.
Paniers en fil d'acier traité au rilsan.
Décongélation manuelle avec évaporation de l'eau.

Changement de sens de l'ouverture de la porte.
Porte avec serrure et clé.

PANNEAU DE COMMANDES

Thermostat régulateur de la température.
Thermomètre digital lecteur de la température.



Armoire à congélation "Templo" L

AVEC CIRCULATION FORCÉE DE L'AIR.

POUR TEMPÉRATURES DEPUIS -10 °C JUSQU'À -35 °C.

AVEC 4 ÉTAGÈRES.

CARACTÉRISTIQUES

Meuble extérieur et enceinte intérieure complètement en acier inox. AISI 304, avec fond embouti.
Résistance aux agents chimiques.
Groupe compresseur hermétique tropicalisé.
Décongélation automatique avec évaporation de l'eau par décharge électrique temporisée.
Supports pour étagères réglables.

Pieds-supports réglables en niveau par le devant.
Changement de sens de l'ouverture de la porte.
Porte avec serrure et clé.

PANNEAU DE COMMANDES

Interrupteur général de mise en marche.
Régulateur électronique de la température.
Thermomètre digital de la température.



Armoire conservateur avec double compresseur "Templo" YC

POUR TEMPÉRATURES DE 2°C À 8°C. EN BAC SUPÉRIEUR. CAPACITÉ: 189 LITRES

POUR TEMPÉRATURES DE -10°C À -40°C. EN BAC INFÉRIEUR. CAPACITÉ: 105 LITRES

3 PLATEAUX ET 1 TIROIR DANS LE BACSUPÉRIEUR. 3 TIROIRS EN BAC INFÉRIEUR.

CARACTÉRISTIQUES

Meuble extérieur et porte métalliques, laquées en blanc et enceinte intérieure en tôle blanche avec finition atoxique et intérieur en acier inoxydable facile à nettoyer, avec panier en acier inoxydable.
Double compresseur fournit un maximum de stabilité à la température.
Ajustement graduel des plateaux pour une utilisation polyvalente à l'intérieur.
Porte avec serrure et clé.
Sortie USB pour l'enregistrement de données.

CONTROL PANEL

Régulation électronique digital
Alarmes pour basse et haute température, porte ouverte et panne de courant.
Batterie de secours pour les alarmes.
Indicateur de température d'affichage enceinte supérieure.
Indicateur de température d'affichage enceinte inférieure.
Augmentation / diminution de la valeur du paramètre.



NOUVEAU

MODÈLES	Code	Capacité litres	Gamme °C	Haut. / Larg. / Prof. (intérieur) cm	Haut. / Larg. / Prof. (extérieur) cm	Consom. W	Poids Kg	
TEMPLOW S	2101278	257	-15 a -32	151 44 42	184 60 63	110	81	Est livrée avec 8 tiroirs
TEMPLOW M	2101279	513	-14 a -25	151 61 56	186 75 75	345	109	*Est livrée avec 14 paniers
TEMPLOW L	2101280	600	-10 a -35	155 51 65	215 70 83	600	130	*Est livrée avec 4 étagères
TEMPLOW YC	2101288	289	**2 a -40	- - -	183 70 64	360	136	Est livrée avec 3 étagères et 4 tiroirs

*Livrées avec les étagères et paniers en acier plastifiées en PVC. **Dans différents compartiments.