



1 | Los bisturís son cuchillos muy afilados utilizados en operaciones quirúrgicas, disecciones anatómicas y autopsias, siendo de gran utilidad cuando se requiere un corte muy preciso y fino.

2 | Los bisturís presentan dos componentes, cuchilla y mango, disponibles en varios tamaños y formas; el uso de cada modelo dependerá del tipo y la accesibilidad de los tejidos a cortar.

► Bisturís desechables



- 1 | Se suministran en cajas de 10 unidades de bisturís completos, con cuchilla de acero al carbono y mango de plástico, totalmente estériles y empaquetados individualmente.
- 2 | Con certificado CE 0434.

| Referencia | Número | Longitud |
|------------|--------|----------|
| FMB004 | 10 | 135 mm |
| FMB005 | 11 | 135 mm |
| FMB028 | 12 | 135 mm |
| FMB006 | 15 | 135 mm |
| FMB007 | 20 | 160 mm |
| FMB008 | 21 | 160 mm |
| FMB009 | 22 | 160 mm |
| FMB010 | 23 | 160 mm |
| FMB011 | 24 | 160 mm |

► Hojas de bisturí



- 1 | Fabricadas en acero al carbono y extremadamente afiladas, requieren una mínima presión para realizar un corte preciso.
- 2 | Las hojas de bisturí difieren no sólo en el tamaño sino también en la forma; en función de estas características a cada modelo se le asigna un número universal por el cual se distingue.
- 3 | Se suministran en cajas de 100 unidades totalmente estériles y empaquetadas individualmente.
- 4 | Con certificado CE 0434

| Referencia | Número | Para mango número |
|------------|--------|-------------------|
| FMB012 | Nº 10 | 3 |
| FMB013 | Nº 11 | 3 |
| FMB014 | Nº 15 | 3 |
| FMB015 | Nº 20 | 4 |
| FMB016 | Nº 21 | 4 |
| FMB017 | Nº 22 | 4 |
| FMB018 | Nº 23 | 4 |
| FMB019 | Nº 24 | 4 |

► Mangos para bisturís

1 | Para utilizar con hojas de bisturí. Los mangos para bisturí Nahita proporcionan una firme sujeción a la hoja, sin peligro de que se escape.

2 | Fabricados en acero inoxidable, cada modelo está disponible en dos tamaños

► Nº 3



| Referencia | Número | Longitud total |
|------------|------------|----------------|
| FMB020 | nº 3 largo | 200 mm |
| FMB021 | nº 3 | 125 mm |

► Nº 4



| Referencia | Número | Longitud total |
|------------|------------|----------------|
| FMB022 | nº 4 largo | 220 mm |
| FMB023 | nº 4 | 140 mm |