

Pipeteur Motorisé "Rota-Filler 3000®"

POUR TOUTE ESPÈCE DE PIPETTES DE 1 À 100 ML.



CARACTÉRISTIQUES

Commutateur de trois positions pour l'aspiration et la dispensation rapide ou lente, ou une dispensation gravitaire pour un versée libre.

La pression exercée sur les boutons ergonomiques permet la modulation et le contrôle de la vitesse d'aspiration et de dispensation.

Pour une protection effective contre l'air contaminé tant de l'équipement pendant l'aspiration, comme de l'échantillon pendant la dispensation.

Il est fourni comme équipement standard avec :

- deux filtres 0,45 µm.
 - Il inclut un support pratique de pailleuse créé pour reposer l'équipement ainsi que le support de mur.
 - Avec deux batteries rechargeables et rechargeables.
 - Un indicateur lumineux de basse batterie.
- On peut être utilisé tandis qu'est rechargé.

DONNÉES TECHNIQUES.

Chargeur de 65/12 mA.

Temps de charge : 14 heures.

Poids : 215 g.

Dimensions : 170 hauteur x 47 largeur x 143 longueur mm.

Pipettes : de 1 à 100 ml (cristal et plastique).

Pipeteur Motorisé "Rota-Filler 3000®". Code: 5900700

COMPLÉMENT

Paquet de 5 filtres hydrophobes de 0,45 µm.

Code: 5900701



COMECTA Pipeteur Manuel "Pipet"

POUR TOUTE ESPÈCE DE PIPETTES DE 1 À 100 ML.

CARACTÉRISTIQUES

Ergonomique, confortable, robuste, légère et d'une opération simple.

Créé avec une poire ultra-compresseur de silicone qui fournit un contrôle doux manuel du pipeteur dans l'aspiration et dans la dispensation.

Quand la poire a été appuyée, le levier du pouce contrôle les deux vitesses d'aspiration et de dispensation. Pour les requêtes d'expulsion du dernier déchet liquide, le bouton intermédiaire effectue le rejet par soufflé.

Pour une protection effective du pipeteur et de l'échantillon il est fourni avec un filtre hydrophobe de 0,45 µm.

Mesure : 25 mm Ø.

Poids : 130 g.

Pipeteur Manuel "Pipet". Code 5900800

COMPLÉMENT

Paquet de 5 filtres hydrophobes de 0,45 µm.

Code: 5900801



Aspirateur de pipettes "COM-PIP"

CARACTÉRISTIQUES

En polypropylène et pistons à joints de silicone pour capacités jusqu'à 25 ml. PRECISION ET SÉCURITÉ. Design ergonomique qui permet les options de remplissage et vidange sans changer de position manuelle. Logement élastique de caoutchouc thermoplastique pour l'introduction de tout type d'embout de pipette. Pousoir latéral pour vidange automatique. Facilement démontable pour le nettoyage.

Code Capacité Couleur d'identification

1001131 0 a 2 ml Bleu

1001132 0 a 10 ml Vert

1001133 0 a 25 ml Rouge



SUPPORT POUR PIPETTES "COM-PIP"

En acier inox. AISI 304.

Capacité: 6 aspirateurs de pipettes de différentes tailles.

Code 1001702

