




### RÉCIPIENT DE CONGÉLATION

Pour congélation d'échantillons avec gaz liquéfié (azote liquide), liquides et solutions.  
Intérieur sphérique et extérieur en acier inox. AISI 304.  
Double corps avec joint de PTFE isolé thermiquement.  
Résistant aux coups.  
Mesures extérieures: 14cm. haut. x 24cm. larg.  
Capacité: 1.5 L. Poids: 2.9 Kg.  
Code: **1001640**



### PORTOIR FLOTTANT POUR MICROTUBES DE 1,5 ET 2 ml

Construit en polypropylène, avec dispositif pour fixer les tubes. Idéal pour maintenir son contenu à des températures constantes.  
Capacité: jusqu'à 16 microtubes.  
Dimensions totales: 4 haut. x 10 larg. x 10 cm long.  
Code **1001342**




### SUPPORT POUR PIPETTES ET THERMOMÈTRES

Construit en polypropylène.  
Capacité: 12 unités.  
Code **1001314**



### SUPPORT "CIRPIP"

Support porte-pipettes et thermomètres en PVC.  
Capacité: 93 unités de différentes tailles.  
Base lourde de grande stabilité avec canal d'écoulement.  
Poids: 0,4 Kg.  
Code **1001254**




### SUPPORT "STABIL"

Support en polyéthylène avec une capacité pour 28 pipettes et thermomètres jusqu'à 14 mm de Ø. Base lourde de grande stabilité avec canal d'écoulement et deux disques réglables en hauteur. Poids: 1,5 Kg.  
Code **1001466**

### PORTOIRS CIRCULAIRES

En acier inox. AISI 304, 138 Ø x 120 mm haut.  
Adaptables aux bains "Bahe" et "Univeba".  
(Voir chapitre BAINS THERMOSTATIQUES).  
Code **7000541** Pour 24 tubes jusqu'à 18 mm de Ø.  
Code **7004002** Pour 24 tubes jusqu'à 13 mm de Ø.



### CONTAINER D'ÉCHANTILLONS "CONTESEL"

Applications: réalisés pour distribuer, stocker ou conserver des échantillons organiques et inorganiques.  
Container et couvercle en polypropylène à filetage rapide.  
Couvercle à système de valve AQUISEL (brevet international) qui permet une manipulation sans nécessité de déboucher, en étant en permanence hermétique.  
Permet les dosages au moyen de pipette automatique ou conventionnelle.  
Graduation en 20, 40, 60, 80 et 100ml, et surface polie pour faire des annotations.  
Livré avec un couvercle à valve mauve.

Code	couleur	capacité ml	hauteur totale cm	colisage pcs
<b>1001699</b>	mauve	100	7	300




### SUPPORT POUR PIPETTES "SOP-PIP"

En fil d'acier inox. AISI 304.  
Pour 112 pipettes de différentes tailles.  
Code **1001223**



### SUPPORT INCLINÉ "SOP-INC"

Pour pipettes, alcoomètres et thermomètres.  
En méthacrylate de méthyle. Pour 6 unités.  
Code **1000015**




### SUPPORT POUR MATRAS DE KJELDAHL

En acier inox AISI 304, poli électrolytiquement.  
Pour matras de 500 ml.  
Code **1000002**



### SUPPORT POUR PIPETTES

En acier inox. AISI 304.  
Capacité: 6 pipettes de différentes tailles, jusqu'à 28 cm de longueur. (Voir pages 220-221).  
Code **1001215**



### SUPPORT POUR ASPIRATEUR DE PIPETTES "COM-PIP"

En acier inox. AISI 304.  
Capacité: 6 aspirateurs de pipettes de différentes tailles. (Voir page 220-221).  
Code **1001702**




### SUPPORT POUR BALLONS FOND ROND

En caoutchouc E.P.D.M.  
Résistant jusqu'à 100 °C.  
Spécialement conçu en forme de gradins pour supporter des ballons depuis 100 ml jusqu'à 10 litres de capacité. Empilables. Haut: 50 mm, Ø total 160 mm.  
Code **1000863**



### EGOUTTOIR DE TABLE OU À SUSPENDRE

En fil plastifié PVC.  
640 hauteur x 500 mm largeur.  
Avec 79 têtes et plateau d'égouttage.  
Code **1000481**



### EGOUTTOIRS SUSPENDUS

En fil plastifié PVC.  
**32 têtes.**  
300 haut. x 400 mm largeur.  
Code **1024132**



**48 têtes.**  
500 haut. x 400 mm largeur.  
Code **1024148**



**88 têtes.**  
620 haut. x 500 mm largeur.  
Code **1024188**