


## COMECTA Tubes avec bouchon à vis



### 1. Tubes à fond rond de 10 ml. Ø16 x 100mm.

En polystyrène, sérigraphie et avec bouchon à vis.  
Sacs de 50 unités.

Code **5004000** Non stérile

Code **5004001** Stérile

### 2. Tubes à fond rond de 10 ml. Ø16 x 100mm.

En polystyrène et avec bouchon à vis.

Code **5004002** Non stérile. Sacs de 1000 unités.

Code **5004003** Stérile. Sacs de 200 unités.

### 3. Tubes à fond conique de 13.5 ml. Ø16 x 110mm.

En polystyrène et avec bouchon à vis.

Rcf: 8,000 g.

Code **5004004** Non stérile. Sacs de 1000 unités.

Code **5004005** Stérile. Sacs de 200 unités.

### 4. Tubes à fond rond de 15 ml. Ø16 x 120mm.

En polystyrène et avec bouchon à vis.

Code **5004006** Non stérile. Sacs de 750 unités.

Code **5004007** Stérile. Sacs de 150 unités.

### 5. Tubes à fond conique de 15 ml. Ø17 x 120mm.

En polystyrène, sérigraphie et avec bouchon à vis.

R.c.f.: 3,500 g.

Sacs de 150 unités.

Code **5004008** Non stérile

Code **5004009** Stérile

### 6. Tubes à fond conique de 15 ml. Ø17 x 120mm.

En polystyrène, sérigraphie et avec bouchon à vis.

R.c.f.: 5,000g, Autoclavables.

Sacs de 150 unités.

Code **5004010** Non stérile.

Code **5004011** Stérile

### 7. Tubes à fond conique, base plane de 50 ml. Ø30 x 115mm.

En polystyrène, sérigraphie et avec bouchon à vis.

Autoclavables.

Sacs de 100 unités.

Code **5004012** Non stérile

Code **5004013** Stérile

### 8. Tubes à fond conique de 50 ml. Ø30 x 115mm.

En polystyrène, sérigraphie et avec bouchon à vis.

R.c.f.: 5,000g, Autoclavables.

Sacs de 100 unités.

Code **5004014** Non stérile

Code **5004015** Stérile

### 9. Tubes à fond conique de 50 ml. Ø30 x 115mm.

Pour les matières photosensibles.

En polystyrène, sérigraphie et avec bouchon à vis.

R.c.f.: 5,000g, Autoclavables à 121 °C.

Résistants aux températures -80 °C.

Sacs de 25 unités.

Code **5004016** Stérile.

### 10. Portoirs pour tubes cylindriques et coniques.

Code	Construit en	Nombre de tubes	Pour tubes jusqu'à Ø
<b>1001715</b>	inox. AISI 304	15 (5 x 3)	17 mm
<b>1025524</b>	inox. AISI 304	24 (8 x 3)	17 mm
<b>1001716</b>	inox. AISI 304	8 (4 x 2)	30 mm



## COMECTA Boîtes de Pétri En polystyrène.

### 1. Boîtes de Pétri rondes Ø 90 mm. 3 ergots.

Code: **5004017** Aseptique. Sacs de 20 unités.

Code: **5004018** Stérile. Sacs de 20 unités.

### 2. Boîtes de Pétri rondes avec deux compartiments Ø 90 mm. 3 ergots.

Code: **5004019** Aseptique. Sacs de 20 unités.

Code: **5004020** Stérile. Sacs de 20 unités.

### 3. Boîtes de Pétri rondes avec trois compartiments Ø 90 mm. 3 ergots.

Code: **5004021** Aseptique. Sacs de 20 unités.

Code: **5004022** Stérile. Sacs de 20 unités.

### 4. Boîte de Pétri ronde avec quatre compartiments Ø 90 mm. 3 ergots.

Code: **5004023** Aseptique. Sacs de 20 unités.

Code: **5004024** Stérile. Sacs de 20 unités.

### 5. Boîtes de Pétri de contact avec quadrillage de comptage.

Code: **5004025** Stérile. Ø 55 mm. Sacs de 10 unités.

Code: **5004026** Stérile. Ø 90 mm. Sacs de 20 unités.

### 6. Boîtes de Pétri carrés 120x120 mm. 3 ergots.

Code: **5004027** Stérile. Sacs de 10 unités.

### 7. Support de transport et de rangement pour boîtes de Pétri Ø 90 mm.

Capacité: 48 boîtes.

Code: **5004028**

