



Con llave de Teflón



BORO
3.3



BORO
3.3

Características

- 1 | Los embudos de carga Endo Glassware presentan forma cilíndrica y pueden ser utilizados como embudos de decantación y también para añadir volúmenes aproximados a soluciones.
- 2 | Para ello, presentan una unión esmerilada inferior para poder ser acoplados a matraces o frascos de boca estrecha
- 3 | La llave de paso es de teflón resistente a la acción de ácidos y bases.

Características técnicas

Referencia	Graduación	Capacidad (aprox.)	Esmerilado
PQL001	No	25 mL	14/23
PQL002	Sí	250 mL	29/32

EMBUDOS DECANTACIÓN
[P] SEPARACIÓN - FILTRACIÓN

Nota: el fabricante se reserva el derecho de modificar las características y fotografías de los productos