

► Bécher forme basse, PP

- 1 | Fabriqué en polypropylène.
- 2 | Avec bec pour éviter les déversements.
- 3 | Avec une graduation permanente en relief.



RÉF: CBH001



RÉF: CBH003



RÉF: CBH005

Référence	Capacité	Graduation	Resolution	Hauteur	Diamètre
CBH001	50 ml	10 ml	5 ml	60 mm	42 mm
CBH002	100 ml	20 ml	5 ml	70 mm	54 mm
CBH003	250 ml	50 ml	10 ml	100 mm	71 mm
CBH004	500 ml	100 ml	10 ml	120 mm	92 mm
CBH005	1000 ml	100 ml	20 ml	145 mm	110 mm