



▶ Frasco sin tapón, PE



- 1 | Frasco redondo de boca estrecha sin tapón.
- 2 | Fabricados en polietileno (PE)
- 3 | Color natural.

Ref	GL	Cap.	Diámetro	Ø boca	Altura
CGJ047	18	50mL	40 mm	13 mm	84 mm
CGJ048	18	100mL	45 mm	13 mm	102 mm
CGJ056	25	250mL	60 mm	18 mm	138 mm
CGJ049	25	500mL	75 mm	18 mm	169 mm
CGJ050	28	1000mL	95 mm	21 mm	212 mm
CGJ051	28	2000mL	120 mm	21 mm	260 mm

▶ Tapones roscados para frascos, PE



- 1 | Provistos de orificios para precintos de seguridad.
- 2 | Elaborados en PE

Referencia	GL
CGN011	18
CGN012	25
CGN013	28

▶ Para frasco lavador



- 1 | Para frascos de cuello estrecho normalizado.

Referencia	DIN
CKL004	18
CKL005	25
CKL006	28

▶ Tapón con boquilla



- 1 | Para frascos de cuello estrecho normalizado.

Referencia	Tipo boquilla	GL
CKL007	Corta	18
CKL008	Corta	25
CKL009	Larga	18
CKL010	Larga	25
CKL011	Larga	28