



► Foiles sphériques

1| Nous proposons cette large gamme de fioles sphériques en verre borosilicaté de haute résistance aux chocs thermiques.
2| Avec un col étroit et une marquage blanche, ils sont parfaits pour les réactions de distillation ou tout type de réaction qui exige un chauffage uniforme de l'échantillon.


3| Ils sont disponibles dans une vaste gamme de capacités pour répondre aux besoins de tout utilisateur.

► Fond plat



FIOLE fond plat, verre

d_1 : diamètre
 d_2 : diamètre
 h : hauteur




Référence	Cap.	d1.	d2.	h.
CDG001	50 mL	50 mm	22 mm	105 mm
CDG002	100 mL	65 mm	22 mm	108 mm
CDG003	250 mL	85 mm	34 mm	140 mm
CDG004	500 mL	105 mm	34 mm	180 mm
CDG005	1000 mL	135 mm	43 mm	210 mm
CDG006	2000 mL	160 mm	52 mm	250 mm
CDG007	3000 mL	188 mm	59 mm	282 mm

► Fond rond



FIOLE fond rond, verre

d_1 : diamètre
 d_2 : diamètre
 h : hauteur



Référence	Cap.	d1.	d2.	h.
CDJ001	50 mL	50 mm	22 mm	105 mm
CDJ002	100 mL	65 mm	22 mm	108 mm
CDJ003	250 mL	85 mm	34 mm	140 mm
CDJ004	500 mL	105 mm	34 mm	180 mm
CDJ005	1000 mL	135 mm	43 mm	210 mm
CDJ006	2000 mL	175 mm	50 mm	270 mm
CDJ007	5000 mL	230 mm	56 mm	345 mm