

► Baño ultrasonido - Analógico sin calefacción

Los baños de ultrasonidos le permiten la limpieza de todo tipo de instrumentos sin necesidad de desmontarlos; son apropiados para instrumental odontológico y quirúrgico, joyería, relojería, óptica en general, y pequeñas herramientas, así como para todo tipo de materiales como plástico, vidrio, porcelana, metal...

Cuenta con un cestillo de plástico donde alojar las piezas para su limpieza y tapa también en plástico, para evitar salpicaduras.



- 1 | Cuerpo de plástico y cubeta de acero inoxidable.
- 2 | Baño analógico de ultrasonidos de reducido tamaño para pequeño material, realizado en plástico de inyección y la cubeta en acero inoxidable.
- 3 | Incluye desconexión automática a los 5 minutos de no utilización.
- 4 | Especialmente indicado para la limpieza y desinfección de pequeño instrumental en clínicas dentales, veterinarias, peluquerías, etc.

Referencia	ZCC001
Modelo	620/1
Capacidad	0.6 L
Consumo	35 w
Medidas útiles	167x90x52 mm
Medidas exteriores	223x114x123 mm
Peso	1 kg

► Detergente para baños de ultrasonidos



- 1 | Fácilmente soluble en agua, está formulado para eliminar suciedad general, huellas, manchas y residuos químicos del vidrio e instrumental de laboratorio.
- 2 | Biodegradable, sin fosfatos y concentrado, para mezclar 20 mL por litro de agua. Contiene 1 L.

Referencia	ZCC004
Capacidad	Envase de 1 L