

COMECTA Micropipettes a volume fixe "Dispen-Fix"

AVEC TEST DE VALIDATION SELON LE NUMÉRO DE SÉRIE.

CARACTÉRISTIQUES

Gamme de volume fixe de 5 à 1000 µl, selon modèle.
Prise en main très facile et expulsion automatique de la pointe de la pipette.
Livrées avec outil spécial pour la calibration.

MODÈLES	Code	Capacité µl	Précision %	Répétabilité %
Dispen-Fix	5904009	5	±2,0	< 0,8
Dispen-Fix	5904010	10	±1,6	< 0,5
Dispen-Fix	5904011	20	±1,0	< 0,3
Dispen-Fix	5904012	25	±1,0	< 0,3
Dispen-Fix	5904013	50	±0,8	< 0,3
Dispen-Fix	5904014	100	±0,8	< 0,25
Dispen-Fix	5904015	200	±0,8	< 0,15
Dispen-Fix	5904017	500	±0,8	< 0,2
Dispen-Fix	5904018	1000	±0,8	< 0,13

NOUVEAU DESIGN

COMECTA Micropipettes a volume variable "Dispen-Var"

AVEC TEST DE VALIDATION SELON LE NUMÉRO DE SÉRIE.
AUTOCLAVABLE A 121°C.


CARACTÉRISTIQUES

Gamme de volume variable de 1 à 5000 µl, selon modèle.
Volume du liquide ajustable selon un mécanisme simple situé dans la partie supérieure de la micropipette, très facile d'utilisation. Ecran de lecture digitale du volume sélectionné. Expulsion automatique de la pointe de la pipette pour les modèles jusqu'à 1000 µl. Livrées avec outil spécial pour la calibration.

MODÈLES	Code	Capacité µl	Divisions µl	Répétabilité %
Dispen-Var	5900010	1 - 10	0,1	< 1,5 - < 0,4
Dispen-Var	5900020	2 - 20	0,1	< 1,5 - < 0,8
Dispen-Var	5900100	10 - 100	1	< 1,0 - < 0,3
Dispen-Var	5900200	20 - 200	1	< 1,0 - < 0,5
Dispen-Var	5901000	100 - 1000	10	< 0,8 - < 0,28
Dispen-Var	5905006	1000 - 5000	10	< 0,4 - < 0,2

ACCESSOIRES. POINTES POUR PIPETTES ET PORTOIRS. De grande précision, fabriquées en polypropylène.

Modèles N° foto	Code	Gamme Pointe µl	Couleur	Quantité de pointes x code	Adaptables aux pipettes code	Volume pipettes µl
1	Pointes 5490040	0,1- 10	Transparent	1000	5904009	5
	Portoir 5490035	0,1- 10	Transparent	96	5904010	10
2	Pointes 5490041	2 - 20	Transparent	1000	5900010	1 - 10
	Portoir 5490036	2 - 20	Transparent	96	5900020	2 - 20
3	Pointes 5490042	5 - 200	Transparent	1000	5904011	20
					5904012	25
					5904013	50
					5904014	100
					5904015	200
4	Pointes 5490044	101 - 1000	Bleu	1000	5900100	10 - 100
					5900200	20 - 200
5	Pointes 5490047	1000 - 5000	Bleu	500	5904017	500
					5904018	1000
	Portoir 5490039	1000 - 5000	Bleu	500	5901000	100 - 1000
					5905006	1000 - 5000



Support pour pipettes.
En acier inox. AISI 304.
Capacité: 6 pipettes de différentes tailles, jusqu'à 28 cm de longueur.
Code 1001215



Portoir pour pointes

COMECTA Pipettes automatiques multicanaux à volume variable "Multi-Var 8"

COMECTA

NOMBRE DE CANAUX: 8.

CARACTÉRISTIQUES

Pour son excellente alignement des pointes, offrent un grand avantage dans les techniques de micro-titration telles que agglutination, tests radio immunologiques, hémagglutination test antibiotique, etc. (Tous les modèles sont calibrés selon les recommandations de la norme DIN 12600).

MODÈLES	Code	Range pointe µl	Précision Vol. nominal A < ±%		Variation coefficient Vol. nominal CV < %		Augmentation µl	Type de pointes µl
			Min %	Max %	Min %	Max %		
			Multi-Var 8	5905027	5-50	0,8		
Multi-Var 8	5905028	10-100	0,8	4	0,3	2	0,2	200/300
Multi-Var 8	5905029	20-200	0,8	4	0,3	1,5	0,2	200/300

ACCESSOIRES

Portoirs de pointes de pipette. Code **5490037**

Support carrousel pour un maximum de 3 pipettes multicanaux. Code **5490038**



COMECTA Pipette à Répétition Multidispenser "Repette-HW"

COMECTA

JUSQU'À 49 DISTRIBUTIONS SUCCESSIVES SANS BESOIN DE REMPLISSAGE.

POUR DOSAGES DE 2 l JUSQU'À 5000 l.

CARACTÉRISTIQUES

Multidispenser pour dosages de précision à répétition. Idéal pour les distributions aqueuses et liquides visqueux. Spécialement conçu pour les travaux qui nécessitent une distribution facile et rapide. Selon l'ajustement sélectionné, il est possible de réaliser jusqu'à 49 distributions successives sans besoin de remplissage.

Permet 8 volumes différents de seringues.

Tableau de précision avec les seringues Comecta. (Les valeurs indiqués sont basées sur le volume maximum de chaque seringue, avec de l'eau distillée et à température ambiante):

Type de seringue ml	Volume µl	Précision Vol. nominal A < ±%		Variation coefficient Vol. nominal CV < %	
		10%	2%	-10%	2%
0,5	10 - 50	0,8	4,0	0,6	1,4
1,25	25 - 125	0,8	4,0	0,3	0,8
2,5	50 - 250	0,7	3,5	0,2	0,8
5	100 - 500	0,5	2,5	0,2	0,6
12,5	250 - 1250	0,3	1,5	0,2	0,4
25	500 - 2500	0,3	1,5	0,2	0,4
50	1000 - 5000	0,3	1,5	0,15	0,4

ACCESSOIRES

Seringues stériles, livrées en sachet unitaire.

Code	Volume ml	Quantité de seringue par code
5490053	0,5	100
5490054	1,25	100
5490055	2,5	100
5490056	5	100
5490057	12,5	50
5490058	25	50
5490059	50	50

Dosage d'échantillons depuis une gamme de 2 µl jusqu'à 5000µl, selon la seringue utilisée.

Viscosité maximale avec seringue de:

50 ml = 20 mPas, 5 ml = 260 mPas, 1,25 ml = 977 mPas.


Pression de vapeur maxi.: 500 mBar.

Température d'opération: de 15 °C à 40 °C.

Au dos de l'instrument se trouve un guide rapide du volume de chaque dose et le nombre de fois ré-pétable selon la seringue utilisée et l'ajustement sélectionné. Inclus un support de fixation mural ou pour paillasse. Livré avec une seringue de 5 ml et un adaptateur en PP autoclavable pour seringues de 25 ml et 50 ml.

Pipette à Répétition Multidispenser "Repette-HW".

Code **5490050**



RECHANGE

8	5490060	Adaptateur en PP pour Seringues de 25 et 50 ml.
---	---------	--