



Arcones congeladores "Combatep"

PARA TEMPERATURAS REGULABLES DESDE -14 °C HASTA -28 °C.
PARA TEMPERATURAS REGULABLES DESDE -10 °C HASTA -40 °C.

APLICACIONES

Para la congelación y conservación de productos.

CARACTERÍSTICAS

Mueble exterior recubierto en epoxi. Recinto interior en aluminio gofrado con guía soporte para el apoyo de cestas o bandejas. Encimera y contrapuerta moldeada en ABS resistente y de fácil limpieza. Puerta abatible con bisagras compensadas y cerradura con llave. Grupo compresor hermético, silencioso y sin vibraciones.

Luz interior al abrir la puerta en todos los modelos menos en combatep S-30.
Regulador electrónico digital de la temperatura.
Sonda de N.T.C.

PANEL DE MANDOS

Regulador de la temperatura.
Display digital de la temperatura real y prefijada.
Pulsador selector de la temperatura.



MODELOS	Código	Capacidad litros	Capacidad de congelación en 24 h Kg	Temperatura hasta °C	Alto/Ancho/Fondo (interior) cm	Alto/Ancho/Fondo (exterior) cm	Consumo W	Peso Kg
COMBATEMP S-30	2101040	206	28	-28	74 63 53	92 75 71	160	38
COMBATEMP L-30	2101041	343	38	-28	74 100 53	92 113 71	200	56
COMBATEMP S-40	2101181	215	30	-40	63 89 41	92 113 76	230	57
COMBATEMP L-40	2101182	352	40	-40	65 117 50	92 137 81	400	72

Código 2101040 se suministran con 1 cestillo, código 2101041 se suministra con 2 cestillos, código 2101181 se suministra con 3 cestillos y código 2101182 se suministra con 2 cestillos.

REPUESTOS Cestillos

Para Combatep. Código	2101040 / 2101041	2101181	2101182
Cestillos	1001810	1001811	1001812

COMECTA Criotermostato de circulación "CC-K6", "KISS-K6" y "CC-505"

TEMPERATURAS REGULABLES DESDE -50 HASTA 200 °C. 230 V 50/60 Hz.
VOLUMEN MÁXIMO MODELOS CC-K6 Y KISS-K6: 4,5 LITROS.
VOLUMEN MÁXIMO MODELO "CC-505": 5 LITROS.

huber

NUEVO

CARACTERÍSTICAS COMUNES

Mueble metálico en acero inox. AISI 304.
Compactos y de dimensiones reducidas.
Salida RS-232 Y USB (KISS-K6).
Salida RS-232, USB Y ETHERNET (CC-505 y CC-K6).
Bomba de circulación de alto rendimiento.
Grifo de desagüe frontal.

PANEL DE MANDOS CC-K6 Y CC-505

Pantalla táctil:
Alarma acústica y visual.
Reloj calendario.
Programación de conexión/desconexión simple o cíclica.
Memorización de alarmas e incidencias.
Detección de error de sonda.
Autodiagnostico.
Detección y memorización de fallos de red.
Alarmas de sobre temperatura, temperatura baja y su memorización (fecha, hora inicio, fin y temperatura).
Termostato de seguridad (TS) por software.
Termostato de seguridad (TS) mecánico.

Software para PC.
Manual de usuario resumido en pantalla.
Parámetros configurables: Fecha/hora, corrección de temperatura, intervalo de recogida de datos, idioma (inglés, castellano, francés, Italiano, Alemán, Chino, Polaco, Ruso, Japonés, Portugués, Checoslovaco), selección °C/°F, límite de sobretemperatura y baja temperatura.
Autotuning del control de temperatura.
Control de velocidad de la bomba de circulación.
Calibración automática de 2 puntos.
Programa de purga de aire.
Control remoto.

PANEL DE MANDOS KISS-K6

Display OLED:
Manejo sencillo con guiado por menú
Indicación simultánea de valor nominal y real, T_{mín}, T_{máx}.
Indicación estado de bombas, refrigeración y calefacción.
Protección contra sobretemperatura y nivel insuficiente
Función arranque automático en caso de interrupción de la red.



Modelo CC-K6

Modelo CC-505

Modelo Kiss-K6

MODELOS

	Código	Capacidad Litros	Rango Temperatura °C	Alto/Ancho/Fondo (exterior) cm	Alto/Ancho/Fondo (útiles) cm	Bomba Presión mbar /Caudal l/min	Estabilidad a 70 °C.	Consumo W	Peso Kg
CC-K6	5910060	4,5	-25 a 200	55 21 40	14 12 15	700 27	0,02	2000	25
KISS-K6	5910067	4,5	-25 a 200	55 21 40	14 12 15	250 14	0,05	2000	25
CC-505	5910062	5	-50 a 200	76 41 48	11 12 15	700 25	0,02	1500	60

Se suministran con sonda externa PT100.