

▶ Vasos forma baja pp

- 1 | Fabricados en polipropileno.
- 2 | Con pico para evitar derrames.
- 3 | Con graduación permanente en relieve.



REF: CBH001



REF: CBH003



REF: CBH005

Referencia	Capacidad	Graduación	Resolución	Altura	Diámetro
CBH001	50 ml	10 ml	5 ml	60 mm	42 mm
CBH002	100 ml	20 ml	5 ml	70 mm	54 mm
CBH003	250 ml	50 ml	10 ml	100 mm	71 mm
CBH004	500 ml	100 ml	10 ml	120 mm	92 mm
CBH005	1000 ml	100 ml	20 ml	145 mm	110 mm