

Aspiradores para pipetas

1 | Los aspiradores para pipetas constituyen una solución eficaz y asequible para el pipeteo cómodo y seguro de líquidos de cualquier naturaleza.

2 | Su diseño ergonómico evita movimientos molestos de la mano y permite aspirar y dispensar líquidos sin cambio de posición manual y con el único movimiento del pulgar. La rueda de carga estriada puede ser girada para coger o dispensar líquido con precisión, mientras que la palanca lateral permite el vaciado rápido y automático de la pipeta.

3 | Gracias a su alojamiento flexible fabricado en goma, pueden ser utilizados con pipetas de diversas capacidades fabricadas en vidrio o plástico.

4 | Los aspiradores se presentan en varios colores según el volumen máximo que pueden aspirar, son resistentes a la acción de ácidos y bases, y fácilmente desmontables para su limpieza.



Referencia	Color	Capacidad
MBJ007	Azul	Hasta 2,0 ml
MBJ008	Verde	Hasta 10,0 ml
MBJ009	Rojo	Hasta 25,0 ml