



1. LUNETTES "IVYMEN 1000"

Idéales pour le travail en laboratoire. Conforme aux normes DIN 4646-47 et DIN 58211. Lunettes de sécurité à une seule lentille super légères. Confort et protection. Super panorama de 180°. Branches ajustables en longueur et inclinaison ajustable de la lentille. Monture démontable pour nettoyage facile. Design sportif. Code **5028195**

2. LUNETTES FLEXIBLES "IVYMEN 3000"

Idéales pour le travail en laboratoire. Conformées à la norme EN-166. Panoramique. Peuvent s'utiliser avec les lunettes correctives. En plastique transparent et flexible qui s'adapte complètement. Attache élastique pouvant s'ajuster. Code **5028196**

3. LUNETTES "IVYMEN 2000"

Idéales pour le travail en laboratoire. Conforme aux normes DIN 4646-47 et DIN 58211. Lunettes de sécurité à une seule lentille super légères et revêtement anti-rayures. Perception visuelle illimitée grâce à la lentille super panoramique avec 180° de champ visuel. Excellente adaptation libre de pressions pouvant être utilisées avec les lunettes correctives. Ventilation latérale indirecte grâce à la construction spéciale des branches. Code **5028193**

GANTS ANTI-ACIDES "SOLVEX-PLUS"

Conformes aux Normes CE. Pour une protection efficace contre les produits chimiques et dissolvants, confectionnés d'une couche épaisse de Nitrile de grande résistance et flexibilité, protégés avec des agents antibactériens et fongicides pour l'hygiène et irritation de la peau. Longueur 32 cm, Taille unique.



GANT PROTECTEUR DE CHALEUR ET DES PROJECTIONS

En silicone, s'adapte à toutes les mains. Code **1001255**



GANTS ANTICHALEUR "KEVLAR 400"

Conformes aux Normes EN 388 et EN 407. Pour des températures supportables jusqu'à 400 °C, en tissu éponge sans coutures en fibre à double face, ambidextres. Offrent une grande protection isolante contre la chaleur et les flammes. Longueur 25 cm. Taille unique. Code **5000041**



TABLIER ANTI-ACIDES "DELNEO 125"

Conforme aux Normes EN 342 et EN 511. Pour la protection efficace contre des produits chimiques et dissolvants, en Néoprène de grande résistance. Code **5000045**



GANTS ANTICHALEUR "KEVLAR 800"

Conformes aux normes EN 388 et EN 407. Pour des températures supportables jusqu'à 800 °C, en tissu éponge sans coutures en double fibre à double face. Offrent une grande protection isolante contre la chaleur et les flammes. Longueur 36 cm. Taille unique. Code **5000042**



MASQUE DE PROTECTION "P3-SL"

Selon Norme DIN-EN 149. Conçu spécialement pour les poussières, brouillards et fumées, confectionné en un papier spécial avec une souape de filtration P3. Code **5000046**

