



▶ PQB - Squibb

1 | Los embudos de decantación se utilizan para la separación de líquidos inmiscibles de distinta densidad, generalmente agua y diversos disolventes orgánicos (éter, cloroformo o alcoholes).

2 | Fabricados en vidrio borosilicato resistente al choque térmico, los

embudos de decantación de Endo Glassware presentan forma de pera y tapón de plástico.

3 | La llave de paso fabricada en teflón es resistente a la acción de ácidos y bases.

▶ Con llave de Teflón



Referencia	Capacidad	Ø Embudo	Ø Rama	Altura	Esmerilado
PQB001	50 mL	55 mm	8 mm	230 mm	19/26
PQB002	100 mL	65 mm	8 mm	245 mm	19/26
PQB003	125 mL	65 mm	8 mm	250 mm	19/26
PQB004	250 mL	80 mm	10 mm	300 mm	29/32
PQB005	250 mL	80 mm	11 mm	300 mm	19/26
PQB006	250 mL	80 mm	11 mm	300 mm	24/29
PQB007	500 mL	100 mm	11 mm	350 mm	29/32
PQB008	500 mL	100 mm	11 mm	350 mm	24/29
PQB009	1000 mL	125 mm	11 mm	400 mm	29/32
PQB010	2000 mL	150 mm	11 mm	525 mm	29/32