





▶ Espátulas de polipropileno

Con un extremo en forma de cuchara y el otro extremo tipo espátula, resultan de gran utilidad en cualquier laboratorio para preparar mezclas o transferir productos en polvo. Fabricadas en PP, son muy ligeras, presentan gran resistencia a agentes químicos y disolventes a temperatura ambiente y pueden ser

esterilizadas en autoclave. Disponibles en colores rojo y azul y en diferentes tamaños.

- Dimensiones aprox. cuchara (AxB): 20x30 mm
- Dimensiones aprox. espátula (CxD): 14x35 mm



Referencia	Color	Longitud (L)
FKB030	Azul	16 cm
FKB033	Rojo	16 cm
FKB031	Azul	18 cm
FKB034	Rojo	18 cm
FKB032	Azul	20 cm
FKB035	Rojo	20 cm