



▶ Sonda acanalada



1 | Indicada como guía durante la incisión en cavidades, destinadas para su uso en la disección en pequeños animales durante la realización de prácticas de bachiller o universidad.

| Referencia | Longitud |
|------------|----------|
| FMD008     | 140 mm   |

▶ Estiletes



1 | Instrumentos de acero inoxidable pequeños y delgados con muy diversos usos como la determinación de la profundidad y dirección de una herida o la inserción de un catéter para aspiración o succión.

| Referencia | Longitud |
|------------|----------|
| FMD006     | 140 mm   |
| FMD007     | 200 mm   |