




▶ Campana Durham



- 1 | Tubos Durham con fondo plano de 1.5 mL fabricados con vidrio sódico cálcico de tercera clase hidrolítica.
- 2 | Dimensiones \varnothing 7.00x 50 x 0.50 mm.
- 3 | Nuestros tubos desechables se utilizan en microbiología, diagnóstico, alimentación e industria farmacéutica.
- 4 | Son aptos para aplicaciones tales como: Medio de cultivo, cultivo in vitro, almacenamiento y kits de prueba.

Referencia	BGG011
Tipo de vidrio	Vidrio sódico-cálcico
Tipo de base	Redondo
Capacidad	1.5 mL
Longitud total del producto	50 mm
Grosor de la pared	0.50 mm
Diámetro	7.00 mm