



▶ BDB - Avec valve vide

1 | Endo Glassware vous offre une série complète de dessiccateurs en verre, sans ou avec possibilité d'accouplement à une pompe à vide, pour maintenir les échantillons et les réactifs libres d'humidité à tout moment.
2 | Les dessiccateurs présentent une bride plate et la partie inférieure

modélisée pour tenir la plaque d'échantillon sur l'agent desséchant, et ils sont fournis avec le couvercle et le disque en porcelaine pour échantillons.
3 | Ces éléments peuvent être achetés séparément.

▶ Dessiccateur couvercle à robinet



1 | Couvercle avec tubulure et robinet pour accoupler une pompe à vide.
2 | La pression sous vide qui peuvent supporter ces dessiccateurs est de 6KPa.

Référence	Capacité	Ø Extérieur	Ø Intérieur	Hauteur
BDB002	2 L	210 mm	150 mm	220 mm
BDB003	4 L	270 mm	200 mm	300 mm
BDB004	7 L	305 mm	250 mm	360 mm
BDB005	14 L	365 mm	300 mm	420 mm

▶ BDD - Sans valve vide

▶ Dessiccateur couvercle à bouton




1 | Sans possibilité d'accouplement à une pompe à vide.
2 | Le couvercle présente une grande poignée pour faciliter sa manipulation

Référence	Capacité	Ø Extérieur	Ø Intérieur	Hauteur
BDD001	1 L	136 mm	100 mm	180 mm
BDD002	2 L	210 mm	150 mm	220 mm
BDD003	4 L	270 mm	200 mm	300 mm
BDD004	7 L	305 mm	250 mm	360 mm
BDD005	14 L	365 mm	300 mm	420 mm

▶ BDG - Disques

▶ Disques en porcelaine pour dessiccateurs



1 | De la marque Nahita, avec rodage de la partie supérieure

Référence	Diamètre	Ø Orifice
BDG001	90 mm	10 mm
BDG002	140 mm	10 mm
BDG003	190 mm	10 mm
BDG004	220 mm	10 mm
BDG005	275 mm	10 mm



BDL - Accessoires

▶ Couvercle à bouton pour dessiccateur

Référence	Pour dessiccateur de	Ø Extérieur	Ø Intérieur
BDL001	100 mm	136 mm	100 mm
BDL002	150 mm	210 mm	150 mm
BDL003	200 mm	270 mm	210 mm
BDL004	250 mm	305 mm	250 mm
BDL005	300 mm	365 mm	305 mm



▶ Robinet à rodage pour dessiccateur

1 | Rodage mâle

Référence	Rodage
BDL011	24/29
BDL012	19/28



▶ Couvercle à rodage pour dessiccateur

1 | À rodage femelle.

Référence	Pour dessiccateur de	Rodage
BDL013	100 mm	19/28
BDL014	150 mm	19/28
BDL015	200 mm	24/29
BDL016	250 mm	24/29
BDL017	300 mm	24/29

