



BOUCHONS EN POLYPROPYLENE POUR TUBES DE CULTURE "BACTI-CAPS"

Caractéristiques générales:
 Adaptables aux tubes au moyen de leurs trois rainures intérieures flexibles. Ils assurent une fermeture non-hermétique pour une évaporation limitée du liquide du tube. Hautement résistant aux milieux de culture, acides, alcalins, alcools, éthers. Peuvent être stérilisés à 121 °C (1ATM de pression de vapeur). Ne sont pas valides pour une stérilisation à sec.
 Disponibles en 5 couleurs:
 JAUNE, BLEU, BLANC, ROUGE et VERT.

Code	Pour des tubes Ø 12 - 13 mm	Code	Pour des tubes Ø 15 - 16 mm	Code	Pour des tubes Ø 18 - 19 mm	Code	Pour des tubes Ø 24 - 25 mm	Code	Pour des tubes Ø 37 - 38 mm
5726013	Couleur Jaune	5726016	Couleur Jaune	5726019	Couleur Jaune	5726025	Couleur Jaune	5726238	Color Blanc
5726113	Couleur Bleu	5726116	Couleur Bleu	5726119	Couleur Bleu	5726125	Couleur Bleu	Boîtes de 25 pièces	
5726213	Couleur Blanc	5726216	Couleur Blanc	5726219	Couleur Blanc	5726225	Couleur Blanc		
5726413	Couleur Rouge	5726416	Couleur Rouge	5726419	Couleur Rouge	5726425	Couleur Rouge		
5726513	Couleur Vert	5726516	Couleur Vert	5726519	Couleur Vert	5726525	Couleur Vert		
Boîtes de 100 pièces		Boîtes de 100 pièces		Boîtes de 100 pièces		Boîtes de 50 pièces			



CUVETTES POUR PESEES DE PRECISION "ACCU-WEIGH"

Antistatique. Pour pesées de tare reproductible. Non contaminantes. Large gamme de dimensions.



Caractéristiques générales:
 Construites en une formulation de Polystyrène condensé, avec surface plate, à bords ronds et superficie non contaminante et hydrophique. Facilement déformable pour faciliter la manipulation du produit, qu'il soit solide ou liquide. Fabriquées en deux versions:
 - Forme diamant, couleur blanc ou noir.
 - Forme carré, couleur blanc.

Code	Forme	Capacité ml	Dimensions extérieures mm			Poids g	Couleur	Par paquets de
			Haut.	Larg.	Prof.			
5726004	Diamant	5	3,8	31	54	0,25	Blanc	100 pièces
5726005	Diamant	5	3,8	31	54	0,25	Noir	100 pièces
5726006	Diamant	30	13,5	55	85	1,00	Blanc	100 pièces
5726007	Diamant	30	13,5	55	85	1,00	Noir	100 pièces
5726008	Diamant	100	20	92	132	2,6	Blanc	100 pièces
5726009	Diamant	100	20	92	132	2,6	Noir	100 pièces
5726010	Carré	7	8,5	44	44	0,65	Blanc	100 pièces
5726011	Carré	100	24	80	80	2,2	Blanc	100 pièces
5726012	Carré	250	24	134	134	6,1	Blanc	100 pièces



CUVETTES EN ALUMINIUM EXPANSE

Estampées, à large rebord. Non statiques. Supportent des températures jusqu'à 450 °C. Grâce à leur forme, il est possible d'utiliser l'un des modèles comme couvercle en le retournant, afin de protéger l'échantillon. Particulièrement adaptées pour les échantillons solides, humides, de mélanges et émulsions. Utiles pour peser, vérifier, refroidir ou évaporer une certaine quantité d'échantillon. Usage unique.

Code	Epaisseur mm	Haut. / Ø (utiles) mm	Livrés en
5726000	0,2	5 42	paquets de 112 pièces
5726001	0,2	10 57	paquets de 110 pièces