


PINCES POUR DISSECTION ET LABORATOIRE

En acier inox. AISI 304, poli électrolytiquement.

Type	Description	Long. totale	Code
1	Pince dissection droite pointe émoussée.	140 mm	1000580
2	Pince dissection droite pointe fine.	140 mm	1000801
3	Pince dissection courbe pointe émoussée.	140 mm	1000865
4	Pince dissection courbe pointe fine.	140 mm	1000864

5	Pince à effet ressort courbe pointe fine, avec manche insertion bois.	160 mm	1001190
6	Pince à effet ressort droite pointe fine, avec manche insertion bois.	160 mm	1001189
7	Pince de laboratoire pointe courbe.	160 mm	6000128
8	Pince de laboratoire pointe fine.	120 mm	1001191




MANCHES DE KOLLE

En métal nickelé et anse forme anneau en Nickel-Chromé.
Longueur anse: 43 mm, Ø int. anneau: 3 mm.

Code


- 1000033 Avec manche ABS. Longueur manche: 200 mm.
- 1000488 "Pasteur", avec manche de métal. Long. manche: 290 mm.



ANSES STÉRILES

A usage unique, en polystyrène, une extrémité anneau, l'autre aiguille. De grande flexibilité.

Code	Capacité	Couleur	Ø int. anneau	En paquets de
1000866	1 µl	vert	1 mm	20 unités
1000867	10 µl	bleu	4 mm	20 unités



1. ANSES POUR MANCHE DE KOLLE

En forme d'anneau.
Long. anse: 43 mm, Ø int. anneau: 3 mm.
Code


- 1000013 En Ni-Cr.
- 1000014 En Platine iridié (10% iridium).

2. AIGUILLE POUR MANCHE DE KOLLE

En Ni-Cr
Code 1000802

3. LANCETTE POUR MANCHE DE KOLLE

En Ni-Cr. Longueur totale: 50 mm.
Code 1000803



SUPPORT

Pour manches de Kolle et aiguilles à dissection, en méthacrylate de méthyle.
Capacité: 6 places.
Code 1000903



STÉRILISATEUR/INCINÉRATEUR PAR RAYONS INFRAROUGES "STERILBIO"

Applications

Stérilise efficacement anses d'ensemencement, aiguilles, tubes de culture et petits instruments, en détruisant toute matière organique en 5/8 secondes à une température de 900 °C.

Caractéristiques

Construit avec des éléments céramiques de haute qualité et tube intérieur en quartz. Ne nécessite pas d'oxygène et peut être utilisé en ambiances anaérobies. Élimine les problèmes d'aérosols. Évite la contamination bactérienne. Support latéral inclus, avec 4 logements pour manches de Kolle, aiguilles, lancettes, pinces à dissection, etc.

Modèle

Code	Haut./Larg./Prof. (extérieur) cm	Ø/Longueur (intérieur tube) cm	Consom. W	Poids Kg
3000788	20 13 18	1,4 15	110	1,5