

SERIE LABORATORIO-HOSPITAL +



CUBETAS REDONDAS (PALANGANAS)

| Código | Ø exterior | Ø interior | Alto | Volumen |
|---------|------------|------------|---------|----------|
| 8081810 | 133 mm. | 118 mm. | 45 mm. | 400 ml. |
| 8081812 | 175 mm. | 157 mm. | 58 mm. | 850 ml. |
| 8081814 | 217 mm. | 199 mm. | 66 mm. | 1650 ml. |
| 8081815 | 255 mm. | 245 mm. | 110 mm. | 3400 ml. |
| 8081817 | 318 mm. | 297 mm. | 117 mm. | 7000 ml. |



CUBETAS DE ESTERILIZACIÓN CON TAPA

| Código | Alto | Largo | Ancho |
|---------|--------|---------|---------|
| 8085504 | 30 mm. | 170 mm. | 70 mm. |
| 8085505 | 50 mm. | 200 mm. | 100 mm. |



CUBETAS RECTANGULARES

Cubetas rectangulares cónicas.

| Código | Medidas exteriores | | | Medidas interiores | |
|---------|--------------------|---------|---------|--------------------|---------|
| | Alto | Largo | Ancho | Largo | Ancho |
| 8080801 | 40 mm. | 190 mm. | 125 mm. | 158 mm. | 112 mm. |
| 8080802 | 45 mm. | 244 mm. | 161 mm. | 211 mm. | 147 mm. |
| 8080803 | 50 mm. | 305 mm. | 195 mm. | 270 mm. | 177 mm. |
| 8080804 | 55 mm. | 338 mm. | 261 mm. | 301 mm. | 241 mm. |

Cubetas rectangulares alargadas.

| Código | Medidas exteriores | | | Medidas interiores | |
|---------|--------------------|---------|---------|--------------------|---------|
| | Alto | Largo | Ancho | Largo | Ancho |
| 8080208 | 18 mm. | 175 mm. | 62 mm. | 145 mm. | 49 mm. |
| 8080207 | 28 mm. | 380 mm. | 160 mm. | 351 mm. | 145 mm. |



CAJAS REDONDAS CON TAPA

| Código | Medidas | Volumen |
|---------|---------------------|----------|
| 8085514 | 140 Ø x 65 mm alto. | 1000 ml. |
| 8085515 | 180 Ø x 75 mm alto. | 1500 ml. |



RIÑONERAS CON ENCIMERA

| Código | Medidas |
|---------|-------------------------|
| 8085301 | 32 alto x 200 mm largo. |
| 8085302 | 37 alto x 250 mm largo. |
| 8085303 | 42 alto x 300 mm largo. |



VASOS FORMA ALTA

Embutidos, acabados pulido espejo. Con borde curvado. Fácil de limpiar y resistente a numerosos agentes químicos.

| 1 Estándar | 2 Con pico | 3 Con asa y pico | Ø x Alto | Volumen |
|----------------|----------------|------------------|---------------|----------|
| Código | Código | Código | | |
| 8002902 | 8012902 | 8092902 | 72 x 84 mm. | 250 ml. |
| 8002905 | 8012905 | 8092905 | 86 x 129 mm. | 500 ml. |
| 8029010 | 8129010 | 8929010 | 102 x 150 mm. | 1000 ml. |
| 8029020 | 8129020 | 8929020 | 132 x 180 mm. | 2000 ml. |
| 8029030 | 8129030 | 8929030 | 156 x 180 mm. | 3000 ml. |
| 8029040 | 8129040 | 8929040 | 178 x 200 mm. | 4000 ml. |
| 8029050 | 8129050 | 8929050 | 197 x 220 mm. | 5000 ml. |



TAPAS PARA VASOS

| Código | Para vaso de | Código | Para vaso de |
|----------------|--------------|----------------|--------------|
| 8000250 | 250 ml. | 8003000 | 3000 ml. |
| 8000500 | 500 ml. | 8004000 | 4000 ml. |
| 8001000 | 1000 ml. | 8005000 | 5000 ml. |
| 8002000 | 2000 ml. | | |



CUBOS CON ASA

Embutidos. Divisiones interiores graduadas de 1 a 12 litros. 320 Ø x 300 mm alto. Volumen 12 litros.

Código **8000252**

Tapa para cubos.

Código **1002521**



COPAS MÉDICAS

Código

8085530 Graduada. Capacidad 30 ml.

8085531 Graduada. Capacidad 50 ml.

8085532 Con asa, sin graduar. Capacidad 300 ml.



JARRO ESTERILIZACIÓN

100 Ø x 155 mm alto.

Volumen 1000 ml.

Código **8080904**



CUBO REDONDO (PALANGANA)

370 Ø x 145 mm alto. Volumen 9000 ml.

Código **8000140**



SOPORTE PORTA CUBOS REDONDOS

Con ruedas y amortiguadores de caucho. Para cubo código 8000140

Código **6010140**



SOPORTE PORTA CUBOS

Con ruedas y amortiguadores de caucho.

Para cubo código 8000252

Código **6010252**