



▶ Capsule évaporation

1 | Les capsules d'évaporation de Nahita sont idéales pour le dessiccation des solides dans les poêles ou directement sur la flamme, car elles sont en porcelaine résistante à des températures extrêmes allant jusqu'à 1050° C.

2 | Disponibles en deux modèles différents et dans des capacités différentes, ils sont rodés à l'intérieur.

▶ Capsule évaporation fond rond




1 | Avec bec. Intérieur rodés et une partie de l'extérieur.

Référence	Volume	Diamètre	Hauteur
CNG001	15 mL	47 mm	20 mm
CNG002	35 mL	60 mm	25 mm
CNG003	50 mL	70 mm	28 mm
CNG004	60 mL	74 mm	30 mm
CNG005	75 mL	82 mm	32 mm
CNG006	100 mL	90 mm	35 mm
CNG007	125 mL	98 mm	38 mm
CNG008	140 mL	100 mm	39 mm
CNG009	150 mL	104 mm	40 mm
CNG010	200 mL	110 mm	44 mm
CNG011	270 mL	120 mm	49 mm
CNG012	300 mL	126 mm	52 mm
CNG013	400 mL	150 mm	58 mm
CNG014	1000 mL	206 mm	64 mm

▶ Capsule évaporation fond plat



DIMENSIONS - Fond plat



1 | Avec bec. Intérieur et extérieur rodés, sauf la base.

Référence	Volume	Diamètre	Hauteur
CNK001	30 mL	50 mm	30 mm
CNK002	70 mL	66 mm	39 mm
CNK003	150 mL	90 mm	48 mm
CNK004	200 mL	96 mm	52 mm
CNK005	250 mL	108 mm	60 mm
CNK006	500 mL	132 mm	70 mm