



► Crisoles de porcelana


1 | Nahita le ofrece esta amplia gama de crisoles de porcelana de forma alta, media o baja, ideales para la incineración o calcinación de sustancias en laboratorios de química analítica.
2 | Todos los crisoles están esmaltados tanto interna como externamente a excepción del borde y de la base, y pueden soportar

temperaturas extremas de hasta 1050° C sin agrietarse o sufrir deformaciones.
3 | Cada crisol se suministra completo con una tapa esmaltada que presenta un asa para una fácil manipulación y que permite la salida de los gases y vapores generados en la reacción de calcinación.

► Crisoles con tapa



DIMENSIONES - Crisol forma alta




1 | Con tapa. Interior y exterior esmaltados excepto el borde y la base.

Referencia	Capacidad	Diámetro	Altura
CPB001	15 mL	32 mm	34 mm
CPB002	18 mL	34 mm	36 mm
CPB004	20 mL	36 mm	38 mm
CPB005	25 mL	38 mm	40 mm
CPB006	30 mL	40 mm	46 mm
CPB007	40 mL	42 mm	54 mm
CPB008	50 mL	43 mm	58 mm

► Crisol con tapa



DIMENSIONES - Crisol, forma mediana




1 | Con tapa. Interior y exterior esmaltados excepto el borde y la base.

Referencia	Capacidad	Diámetro	Altura
CPC001	5 mL	25 mm	21 mm
CPC002	10 mL	30 mm	28 mm
CPC003	15 mL	35 mm	30 mm
CPC004	25 mL	40 mm	36 mm
CPC005	30 mL	42 mm	41 mm
CPC006	40 mL	48 mm	42 mm
CPC007	50 mL	53 mm	46 mm
CPC008	70 mL	56 mm	56 mm
CPC009	100 mL	63 mm	59 mm
CPC010	300 mL	90 mm	78 mm

► Crisol con tapa



DIMENSIONES - Crisol, forma baja



1 | Con tapa. Interior y exterior esmaltados excepto el borde y la base.

Referencia	Capacidad	Diámetro	Altura
CPD001	15 mL	43 mm	23 mm
CPD002	25 mL	47 mm	27 mm
CPD003	30 mL	51 mm	30 mm
CPD004	50 mL	59 mm	38 mm