



▶ CGJ - Col étroit, en plastique

- 1| L'utilisation de flacons en plastique PET garantit la sécurité et une conservation optimale du produit qu'il contient, car le PET est une matière particulièrement inoffensive.
- 2| Sa fabrication minimise l'impact environnemental car cette matière est fabriquée en grande partie avec des matériaux recyclés
- 3| Plastique léger et résistant.
- 4| Haute résistance à la corrosion.

- 5| Bonne résistance chimique et thermique
- 6| Bonnes propriétés de protection face aux gaz (oxygène, dioxyde de carbone) et à l'humidité
- 7| Disponibles en modèles transparents ou de couleur ambre
- 8| Les flacons en PET sont 100% recyclables.
- 9| Avec ouverture à vis DIN28, sans bouchons

▶ Flacons DIN 28 PET transparent



Référence	Volume	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)
CGJ058	100 mL	42	105
CGJ059	120 mL	46	113
CGJ060	150 mL	47	123
CGJ061	250 mL	55	145
CGJ062	500 mL	68	182
CGJ063	1000 mL	85	220

▶ Flacons DIN 28 PET ambre



Référence	Volume	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)
CGJ064	100 mL	42	105
CGJ065	120 mL	46	113
CGJ066	150 mL	47	123
CGJ067	250 mL	55	145
CGJ068	500 mL	68	182
CGJ069	1000 mL	85	220



▶ CGL - Bouchons pour flacons (non fournis)

▶ Bouchon à vis de sécurité pour flacon DIN28

Référence	Description
CGL009	Flacon à vis de sécurité, blanc



▶ Bouchon à vis pour flacons DIN28

1| Bouchons avec bague en polyéthylène, différentes couleurs

Référence	Couleur bouchon	Couleur bague
CGL010	Noir	Noir
CGL011	Blanc	Rouge
CGL012	Bleu	Blanc
CGL013	Rouge	Blanc
CGL014	Vert	Blanc
CGL015	Jaune	Blanc



▶ Bouchon compte-gouttes en plastique pour flacons DIN28

1| En polyéthylène; le tube peut être coupé pour s'adapter aux flacons, pour flacons de 30 mL à 1000 mL
2| Avec bague

Référence	Couleur
CGL019	Bleu



▶ Bouchon compte-gouttes en verre pour flacons DIN28

1| Bouchon en polyéthylène avec bague, tétine en silicone et tube en verre

Référence	Pour flacons de
CGL020	30 mL
CGL021	60 mL
CGL022	125 mL

