



► Creuset en porcelaine

1 | Nahita vous propose cette large gamme de creusets en porcelaine haute, moyenne ou basse, idéale pour l'incinération ou la calcination de substances dans les laboratoires de chimie analytique.
2 | Tous les creusets sont émaillés à l'intérieur et à l'extérieur, à l'exception du bord et de la base, et peuvent résister à des températures extrêmes allant jusqu'à 1050° C sans se fissurer ni se déformer.


3 | Chaque creuset est fourni avec un couvercle émaillé muni d'une poignée pour une manipulation facile et permettant l'évacuation des gaz et des vapeurs générés par la réaction de calcination.

► Creuset forme haute



DIMENSIONS - Creuset forme haute

d: diamètre
h: hauteur



1 | Avec couvercle. Intérieur et extérieur émaillés, sauf le bord et le fond.


Référence	Volume	Diamètre	Hauteur
CPB001	15 mL	32 mm	34 mm
CPB002	18 mL	34 mm	36 mm
CPB004	20 mL	36 mm	38 mm
CPB005	25 mL	38 mm	40 mm
CPB006	30 mL	40 mm	46 mm
CPB007	40 mL	42 mm	54 mm
CPB008	50 mL	43 mm	58 mm

► Creuset forme moyenne



DIMENSIONS - Creuset forme moyenne

d: diamètre
h: hauteur



1 | Avec couvercle. Intérieur et extérieur émaillés, sauf le bord et le fond.


Référence	Volume	Diamètre	Hauteur
CPC001	5 mL	25 mm	21 mm
CPC002	10 mL	30 mm	28 mm
CPC003	15 mL	35 mm	30 mm
CPC004	25 mL	40 mm	36 mm
CPC005	30 mL	42 mm	41 mm
CPC006	40 mL	48 mm	42 mm
CPC007	50 mL	53 mm	46 mm
CPC008	70 mL	56 mm	56 mm
CPC009	100 mL	63 mm	59 mm
CPC010	300 mL	90 mm	78 mm

► Creuset forme basse



DIMENSIONS - Creuset forme basse

d: diamètre
h: hauteur



1 | Avec couvercle. Intérieur et extérieur émaillés, sauf le bord et le fond.

Référence	Volume	Diamètre	Hauteur
CPD001	15 mL	43 mm	23 mm
CPD002	25 mL	47 mm	27 mm
CPD003	30 mL	51 mm	30 mm
CPD004	50 mL	59 mm	38 mm