



Les dessiccateurs sont utilisés pour dessécher des substances humides ou pour stocker des substance sensible l'humidité de l'air. Sa construction permet son utilisation pour des processus sous vide. La surface de contact du couvercle et la base du dessiccateur sont rectifiées avec précision. Toutes les parties du dessiccateur sont échangeables et

peuvent être fournis comme pièces de rechange. Leur différent design permet à l'utilisateur de construire son dessiccateur selon ses besoins. Il faut faire très attention aux diamètres spécifiques des parties combinées.

► Dessiccateur couvercle à bouton en plastique



Ces dessiccateurs sont fabriqués en verre borosilicaté totalement transparent. Le couvercle avec bouton en plastique est inclus. Cependant, le disque en porcelaine n'est pas inclus.

Référence	Diamètre interne	Diamètre externe
BDD006	100 mm	151 mm
BDD007	150 mm	210 mm
BDD008	200 mm	269 mm
BDD009	250 mm	329 mm
BDD010	300 mm	392 mm

dimensions



► Dessiccateur 24/29 couvercle avec robinet



Le dessiccateur est fabriqué en verre borosilicaté Simax 3.3. Il a été conçu pour des nombreux processus sous vide. Toute ces parties sont échangeables et peuvent être fournies comme pièce de rechange.

Utilisation: dessiccation d'échantillons, stockage de matériaux sensibles à l'humidité.

Référence	d_1	d_2	h
BDB020	153 mm	94 mm	177 mm
BDB021	215 mm	143 mm	247 mm
BDB022	270 mm	192 mm	300 mm
BDB023	320 mm	239 mm	349 mm
BDB024	380 mm	285 mm	424 mm



Référence	d_2	d_1
BDB011	100 mm	151 mm
BDB012	150 mm	210 mm
BDB013	200 mm	269 mm
BDB014*	250 mm	329 mm
BDB015	300 mm	392 mm

* cet article est fourni sur demande




▶ Dessiccateur couvercle à bouton en verre



ISO
13130

dimensions



Le dessiccateur est fabriqué en verre borosilicaté Simax 3.3. Il a été conçu pour des nombreux processus sous vide. Toute ces parties sont échangeables et peuvent être fournies comme pièce de rechange.

Utilisation: dessiccation d'échantillons, stockage de matériaux sensibles à l'humidité.

Référence	d_1	d_2	h
BDD011	153 mm	94 mm	191 mm
BDD012	215 mm	143mm	261 mm
BDD013*	270 mm	192 mm	311 mm
BDD014	320 mm	239 mm	363 mm
BDD015	380 mm	285 mm	438 mm

* cet article est fourni sur demande


▶ Dessiccateur avec robinet droit



ISO
13130

BORO
3.3

dimensions



Ces dessiccateurs sont fabriqués en verre borosilicaté totalement transparent. Le couvercle à robinet en verre est inclus. Cependant, le disque en porcelaine n'est pas inclus.

Référence	d_2	d_1
BDB006	100 mm	151 mm
BDB007	150 mm	210 mm
BDB008*	200 mm	269 mm
BDB009	250 mm	329 mm
BDB010	300 mm	392 mm

* cet article est fourni sur demande

▶ Cloche à bouton



BORO
3.3

Référence	Ø base	Hauteur
BDJ001	150 mm	150 mm
BDJ002*	150 mm	250 mm
BDJ003	150 mm	200 mm
BDJ004	200 mm	200 mm
BDJ005	200 mm	300 mm
BDJ006	300 mm	400 mm

* cet article est fourni sur demande



▶ ACCESSOIRES POUR DESSICCATEUR

▶ Bouchon en PP avec orifice



Référence	Diamètre bouchon	Diamètre orifice
BDL028	52 mm	9 mm

▶ Bouchon en PP pour couvercle à bouton



Référence	Diamètre base
BDL046	52 mm

▶ Couvercle rodé 24/29



BORO
3.3

Référence	d	h	Rodage
BDL018	153 mm	64 mm	24/29
BDL019	215 mm	89 mm	24/29
BDL020	270 mm	97 mm	24/29
BDL021	320 mm	111 mm	24/29
BDL022	380 mm	136 mm	24/29

▶ Couvercles avec bouchon pour dessiccateurs



BORO
3.3

Référence	d	h
BDL006	153 mm	78 mm
BDL007	215 mm	103 mm
BDL008	270 mm	108 mm
BDL009	320 mm	125 mm
BDL010	380 mm	150 mm



BORO
3.3

Référence	Pour dessiccateur	Diamètre base	Hauteur
BDL036	100 mm	153 mm	83 mm
BDL037	150 mm	213 mm	95 mm
BDL038	200 mm	272 mm	123 mm
BDL039	250 mm	333 mm	139 mm
BDL040	300 mm	395 mm	140 mm



BORO
3.3

Référence	Pour dessiccateur	Diamètre base	Hauteur
BDL041	100 mm	153 mm	84 mm
BDL042	150 mm	213 mm	96 mm
BDL043	200 mm	272 mm	124 mm
BDL044	250 mm	333 mm	140 mm
BDL045	300 mm	395 mm	141 mm




▶ ACCESSOIRES POUR DESSICCATEUR

▶ Couverture pour dessiccateur avec robinet droit



dimensions

d_1 : diamètre base
 d_2 : diamètre orifice
h: hauteur



Référence	For desiccator	d_1	d_2	h
BDL029*	100 mm	153 mm	9 mm	84 mm
BDL030*	150 mm	213 mm	9 mm	96 mm
BDL031*	200 mm	272 mm	9 mm	124 mm
BDL032	250 mm	333 mm	9 mm	140 mm
BDL033	300 mm	395 mm	9 mm	141 mm

* ecet article est fourni sur demande

▶ Valve 24/29 pour dessiccateur



Référence	Rodage
BDL023	24/29

▶ Robinet droit avec joint



Référence	Diamètre base
BDL034	8 mm

▶ Robinet pour dessiccateur 24/29



Référence	Rodage
BDL035	24/29