



Dans l'offre de tubes à centrifuger de Endo Glassware, se trouvent ces tubes en verre cylindriques avec des parois plus épaisses que d'habitude pour résister la force centrifuge et des tubes en verre.

▶ Tubes en verre



- 1 | Ils ne sont pas gradués et possèdent un rebord pour optimiser le versement du contenu.
- 2 | Ils sont disponibles en deux formes : fond rond (BGD001) et fond conique (BGD002).

Référence	Diamètre	Longueur	Capacité	Épaisseur
BGD001	16 mm	100 mm	12 ml	1.2 mm
BGD002	16 mm	110 mm	12 ml	1.0 mm



▶ Tubes en verre ASTM



- 1 | Ils sont gradués.
- 2 | Disponibles en forme de poire ou cylindrique.

Référence	Capacité	Forme
BGD003	100 ml	Cylindrique
BGD004	100 ml	Poire

