



► Bidón con llave



- 1| Tapa con pomo para la parte superior del bidón.
- 2| Con cuello esmerilado cerca de la base y de la llave.

Referencia	Esmerilado	Capacidad	øtapa
CLB001	29/32	3L	100 mm
CLB002	29/32	5 L	100 mm
CLB003	29/32	10 L	127 mm
CLB004	29/32	20 L	160 mm

Accesorios



REF: CLB005



REF: CLB006

Referencia	Descripción
CLB005	Llave RIN 29/32 para bidón
CLB006	Tapa para bidón de 5L