

SÉRIES LABORATOIRE-HÔPITAL +



CUVETTES RONDES

Code	Ø extérieur	Ø intérieur	Haut.	Volume
8081810	133 mm.	118 mm.	45 mm.	400 ml.
8081812	175 mm.	157 mm.	58 mm.	850 ml.
8081814	217 mm.	199 mm.	66 mm.	1650 ml.
8081815	255 mm.	245 mm.	110 mm.	3400 ml.
8081817	318 mm.	297 mm.	117 mm.	7000 ml.



CUVETTES DE STERILISATION AVEC COUVERCLE

Code	Haut.	Long.	Larg.
8085504	30 mm.	170 mm.	70 mm.
8085505	50 mm.	200 mm.	100 mm.



CUVETTES RECTANGULAIRES

Cuvettes rectangulaires coniques.

Code	Dimensions extérieur			Dimensions intérieur	
	Haut.	Long.	Larg.	Long.	Larg.
8080801	40 mm.	190 mm.	125 mm.	158 mm.	112 mm.
8080802	45 mm.	244 mm.	161 mm.	211 mm.	147 mm.
8080803	50 mm.	305 mm.	195 mm.	270 mm.	177 mm.
8080804	55 mm.	338 mm.	261 mm.	301 mm.	241 mm.

Cuvettes rectangulaires élargies.

Code	Dimensions extérieur			Dimensions intérieur	
	Haut.	Long.	Larg.	Long.	Larg.
8080208	18 mm.	175 mm.	62 mm.	145 mm.	49 mm.
8080207	28 mm.	380 mm.	160 mm.	351 mm.	145 mm.



BOITES RONDES AVEC COUVERCLE

Code	
8085514	140 Ø x 65 mm haut. Volume 1000 ml.
8085515	180 Ø x 75 mm haut. Volume 1500 ml.



HARICOTS A REBORDS

Code	
8085301	32 haut. x 200 mm long.
8085302	37 haut. x 250 mm long.
8085303	42 haut. x 300 mm long.



BECHERS FORME HAUTE

Emboutis, finition soignée acier inox. brillant. Avec bord évasé. Nettoyage facile et résistant à nombreux agents chimiques.

1 Standard	2 Avec bec	3 Avec anse et bec	Ø x Haut.	Volume
Code 8002902	Code 8012902	Code 8092902	72 x 84 mm.	250 ml.
8002905	8012905	8092905	86 x 129 mm.	500 ml.
8029010	8129010	8929010	102 x 150 mm.	1000 ml.
8029020	8129020	8929020	132 x 180 mm.	2000 ml.
8029030	8129030	8929030	156 x 180 mm.	3000 ml.
8029040	8129040	8929040	178 x 200 mm.	4000 ml.
8029050	8129050	8929050	197 x 220 mm.	5000 ml.



COUVERCLES POUR BECHERS

Code	Pour b�cher de	Code	Pour b�cher de
8000250	250 ml.	8003000	3000 ml.
8000500	500 ml.	8004000	4000 ml.
8001000	1000 ml.	8005000	5000 ml.
8002000	2000 ml.		



SEAUX AVEC ANSE

Emboutis. Graduations int rieures de 1   12 litres. 320 Ø x 300 mm haut. Volume 12 litres.

Code **8000252**

Couvercle pour seaux.

Code **1002521**




Gobelets m dicaux

Code

8085530 Gradu . Capacit  30 ml.

8085531 Gradu . Capacit  50 ml.

8085532 Avec anse, sans graduation. Capacit  300 ml.



RECIPIENT A STERILISATION

100 Ø x 155 mm hauteur.

Volume 1000 ml.

Code **8080904**

CUVETTE RONDE

370 Ø x 145 mm hauteur. Volume 9000 ml.

Code **8000140**



SUPPORT PORTE-CUVETTE RONDE

A roulettes et amortisseur de caoutchouc. Pour cuvette code 8000140.

Code **6010140**



SUPPORT PORTE-SEAU

A roulettes et amortisseur de caoutchouc.

Pour seau code 8000252.

Code **6010252**