




▶ Buretas de plástico



- 1 | Cuerpo en metacrilato transparente (PMMA) con llave PTFE
- 2 | Graduación blanca
- 3 | Desmontables
- 4 | Boca recta

Referencia	Capacidad	Diámetro	Longitud	Graduación	Resolución
DNB015	25 mL	13 mm	530 mm	1 mL	0.1 mL
DNB016	50 mL	15 mm	735 mm	1 mL	0.1 mL

BURETAS
[D] MATERIAL VOLUMÉTRICO

Nota: el fabricante se reserva el derecho de modificar las características y fotografías de los productos