




PLAQUE 96 PUIITS 0,1 ML, PROFIL BAS, DEMI JUPE, QPCR



- Murs ultra-fins pour assurer une transmission maximale de la chaleur.
- Surface interne non réactive et épaisseur de paroi uniforme pour une constance dans les résultats sans erreur.
- Sans inhibiteurs de PCR et endotoxines.
- Certifié sans ADNsa, ARNsa et ADN humain.
- Conception spécifique de petite taille pour éviter la contamination entre les différentes investigations (10 plaques par paquet, x5 paquets).

Référence	Volume	Puits	Stérile	Paquets
BGN028	0,1	96	Non	10 uds x 5 packs

Dimensions des plaques et puits. Taille de bande de microtubes.

