



► Microtomo de mano, modelo 512

Dispositivo especialmente concebido para estudiantes de Biología; les permite cortar secciones de diferentes tejidos para posteriormente realizar un examen microscópico de los mismos. Platina superior de latón con agujero centrado. El cabezal en la base, al girarse, registra 10 micras por división.

Características:

- 1 | Microtomo de mano con estuche de madera
- 2 | Incluye cuchilla plegable

- 3 | Platina de latón de 63 mm
- 4 | Agujero centrado con un diámetro de 23 mm para alojar muestras
- 5 | Espesor de corte mínimo: 10 micras
- 6 | Inscripción en el cuerpo del microtomo: 1 DIV=10 μ
- 7 | Escala: 50 divisiones



Referencia



ZFP014