



Multi portoir rotatif

Réf. BJB073

Rack en PP autoclavable. Quatre modules rotatifs pour des tubes de différentes tailles:

- 2 x 50 mL (*diamètre du trou 29 mm*)
- 6 x 20 mL (*diamètre du trou 20,5 mm*)
- 8 x 15 mL (*diamètre du trou 16,2 mm*)
- 10 x 12 mL (*diamètre du trou 13,5 mm*)



Spécifications techniques

AUTO

+121°

Référence	BJB073
Capacité	2 x 50 mL, 6 x 20 mL, 8 x 15 mL, 10 x 12 mL (<i>dans chaque module</i>)