



Kit rampa de filtración INOX - 1 posición

Ref. PJB021

La conexión del embudo al portafiltros es roscada y por tanto no es necesaria pinza de aluminio.

Kit de filtración compuesto por:

1. Rampa de filtración de 1 posición
2. Portafiltros en acero inoxidable
3. Embudo en acero inoxidable de 500mL
4. Adaptador con válvula en acero inoxidable
5. Filtros de PTFE 5 μ m

Referencia	Descripción
PJB021	Kit rampa de filtración en acero inoxidable, 1 posición



Kit rampa de filtración INOX - 3 posiciones

Ref. PJB022

La conexión del embudo al portafiltros es roscada y por tanto no es necesaria pinza de aluminio.

Kit de filtración compuesto por:

1. Rampa de filtración de 3 posiciones
2. 3 portafiltros en acero inoxidable
3. 3 embudos en acero inoxidable de 500mL
4. 3 adaptadores con válvula en acero inoxidable
5. Filtros de PTFE 5 μ m

Referencia	Descripción
PJB022	Kit rampa de filtración en acero inoxidable, 3 posiciones



Kit rampa de filtración INOX - 6 posiciones

Ref. PJB023

La conexión del embudo al portafiltros es roscada y por tanto no es necesaria pinza de aluminio.

Kit de filtración compuesto por:

1. Rampa de filtración de 6 posiciones
2. 6 portafiltros en acero inoxidable
3. 6 embudos en acero inoxidable de 500mL
4. 6 adaptadores con válvula en acero inoxidable
5. Filtros de PTFE 5 μ m

Referencia	Descripción
PJB023	Kit rampa de filtración en acero inoxidable, 6 posiciones