



- 1 | Analizador de humedad de fácil uso e intuitivo con pantalla táctil de alta definición de 5 pulgadas.
- 2 | Apertura silenciosa de doble accionamiento. Dispone de puerto RS232 para conectar impresora. Posibilidad de imprimir hasta 9 grupo de registro de datos almacenados en la memoria.
- 3 | Equipado con un medidor de nivel y dos patas ajustables de nivelación para compensar la ligera irregularidad en la mesa de operaciones.

Analizador de humedad halógeno



Referencia	KCD001
Capacidad	100g/1mg
Legibilidad	50g/5mg
Repetibilidad	1mg
Temperatura de funcionamiento	5°C-40°C
Tamaño de la bandeja	100mm
Elemento calefactor	Halogeno
Rango de temperatura	50°C-180°C
Precisión de la temperatura	1°C
Rango de humedad	0%-100%
Lectura de la humedad	0.01%
Rango de pesaje en seco	100%-0%
Lectura de la pesada en seco	0.01%