




Kit rampe de filtration INOX - 1 position

Réf. PJB018

Kit de filtration composé de :

1. Rampe de filtration avec 1 position
2. Porte-filtres en acier inoxydable
3. Entonnoir en acier inoxydable de 300mL
4. Adaptateur avec valve en acier inoxydable
5. Pince en aluminium
6. Filtres PTFE 5 μ m

Référence	Description
PJB018	Kit rampe filtration en acier inoxydable, 1 position




Kit rampe de filtration INOX - 3 positions

Réf. PJB019

Kit de filtration composé de :

1. Rampe de filtration avec 3 positions
2. 3 porte-filtres en acier inoxydable
3. 3 entonnoires en acier inoxydable de 300mL
4. 3 adaptateurs avec valve en acier inoxydable
5. 3 pinces en aluminium
6. Filtres PTFE 5 μ m

Référence	Description
PJB019	Kit rampe filtration en acier inoxydable, 3 positions



Kit rampe de filtration INOX - 6 positions

Réf. PJB020

Kit de filtration composé de :

1. Rampe de filtration avec 6 positions
2. 6 porte-filtres en acier inoxydable
3. 6 entonnoires en acier inoxydable de 300mL
4. 6 adaptateurs avec valve en acier inoxydable
5. 6 pinces en aluminium
6. Filtres PTFE 5 μ m

Référence	Description
PJB020	Kit rampe filtration en acier inoxydable, 6 positions